


# マイクロワイヤーアレー オーダーシート

※必要事項をご記入後、右下の FAX 番号へご送信ください。

型式: Omn1010  
 列内の電極間隔: 250  $\mu$  m  
 チャンネル数: 4~16

貴名: \_\_\_\_\_  
 所属: \_\_\_\_\_  
 住所: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 電話番号: \_\_\_\_\_  
 ご注文される数量: \_\_\_\_\_


## 1 ランドの位置



## 2 列同士の間隔


- 500  $\mu$  m
- 1000  $\mu$  m
- 1500  $\mu$  m
- 2000  $\mu$  m

## 3 先端の長さ



- 内に長さを記入 (0.5~4mm)
- S = 一つ前と同じ長さ
- O = 先端をを取り除く
- すべて同じ長さの場合はここにチェック

## 4 先端の角度(全電極)



## 5 ワイヤー直径(全電極)

- 50  $\mu$  m
- 28  $\mu$  m

## 6 オプションの G/R ワイヤー

- グラウンド
- リファレンス



### バイオリサーチセンター株式会社

本社 〒461-0001 名古屋市東区泉 2-28-24 ヨコタビル 4F

TEL: 052-932-6421 FAX: 052-932-6755

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-9-7 RECビル

TEL: 03-3861-7021 FAX: 03-3861-7022