

新商品お買い得キャンペーン

20% OFF!!

キャンペーン期間：2018年



期間限定特別価格


送 料 無 料

通常納期：約3日

キャンペーン対象「新商品」



Pipette Checkit™ ピペット検査器



Bovie 焼灼メスセット



フレキシブル経口ゾンデ

サンプル品プレゼント!

フレキシブル経口ゾンデの無料サンプルを提供します。3種類のうちどれか1種類(1本)を選んで、最終ページの申込書に必要事項を記入し、FAXでお申し込みください。おひとり様につき1種類(1本)まででお願いいたします。

お知らせ

5/1よりBRC・榊の手術器具に限り全品送料無料となりました!

日本郵便「クリックポスト」での発送のため、受注後3~5日の納期となります。

Pipette Checkit™ ピペット検査器



3つの分量で検査!

Checkitカートリッジで、数秒でお持ちのピペットの正確性を確認できます。安価で、早く、使いやすく、Checkitは校正サービスの費用を節約でき、ご自分のピペットが正確に分注できることで、試験に自信が持てます。

秤で、少量の液敵を測定する必要はありません。ピペットの定量の正確性を確認したいときに、Checkitが便利です。さまざまな分量のピペットに対応、3つの分量でご使用のピペットを検査できます。

再校正が必要かどうか分かりますし、研究員のピペッティング技術の向上にも使用できます。

Checkitで、数秒でチェック!

いつでも簡単にチェック

Checkitをラボに常備して、ピペットの正確性を簡単に確認。

ピペットを落としてしまったり、洗浄した後や、ピペットを借りたりしたときに、特に便利です。貴重なサンプルや高価な試薬を使った試験の際には、ぜひお使いください。

校正ごとの正確性を確認

校正ごとにドリフトがないかどうかを定期的にチェックしてください。古いピペットや破損したピペットは、校正範囲外になりやすいです。問題が発生する前に確認を。

学生や研究者の技術向上に


適切なピペッティング技術は、試験において重要なファクターです。技術を磨くトレーニングツールとして Checkitは最適です。

Checkitは簡単に使用できますので、ラボ初心者にも簡単に扱えます。

使用方法は非常に簡単!


STEP 1 > 吸い取り

色素をピペットチップに吸い取ってください




STEP 2 > 分注

ウェルに分注してください




STEP 3 > 持ちあげる

ウェルのタブを持ちあげてください



STEP 4 > チェック



商品コード	型式	品名	定価(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
21210000	CHK-C02-5	Pipette Checkit ピペット検査器 2uL ピペット用 (5個入り)	26,000円	20,800円
21210110	CHK-C20-5	Pipette Checkit ピペット検査器 20uL ピペット用 (5個入り)	26,000円	20,800円

Bovie焼灼メスセット

Bovie焼灼メスセットは簡易式電気メスです。チップは交換式でアルカリ単三電池2個(最高加熱温度 1200°C)を使います。

シャフトの長さは16cm、本体重量は70gです。チップはファインとループの2種類があります。



アルカリ単三電池2個で動作



ループ(左)とファイン(右)



加熱温度は最高 1200°C



セット内容：メス本体、チップ2種類×2個、アルカリ単三電池2本

商品コード	型式	品名	定価(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
21601010	DEL1	Bovie焼灼メスセット	12,000円	9,600円

サンプル品
プレゼント

実験動物用フレキシブル経口ゾンデ

(ディスポタイプ・滅菌済)

フレキシブル PTFEディスポタイプの経口ゾンデです。PTFE製のフレキシブルな先端部は動物の食道内壁を傷つけず処置できます。5本/1袋、滅菌済。

商品コード	型式	品名	定価(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
14240161	DT-9925/5	フレキシブル経口ゾンデ 15ゲージ 長さ76mm 先端径2.8mm (5本/1袋)	3,500円	2,800円
14240164	DT-9920/5	フレキシブル経口ゾンデ 18ゲージ 長さ38mm 先端径2.0mm (5本/1袋)	3,500円	2,800円
14240163	DT-9928/5	フレキシブル経口ゾンデ 20ゲージ 長さ38mm 先端径2.0mm (5本/1袋)	3,500円	2,800円



フレキシブル経口ゾンデ 無料サンプルFAX申込書

FAX
052-932-6755

以下の項目に必要な事項をご記入の上、FAXにて送信してください。

※の項目は必ずご記入ください。

●お申し込み日 年 月 日

●ご希望のサンプルを選択してください。(3種類のうちどれか1つを選んで□に✓マークを入れてください。おひとり様につき1種類(1本)まででお願いいたします。)

<input type="checkbox"/>	14240161 DT-9925/5 フレキシブル経口ゾンデ 15ゲージ 長さ76 mm 先端径2.8 mm (1本)
<input type="checkbox"/>	14240164 DT-9920/5 フレキシブル経口ゾンデ 18ゲージ 長さ38 mm 先端径2.0 mm (1本)
<input type="checkbox"/>	14240163 DT-9928/5 フレキシブル経口ゾンデ 20ゲージ 長さ38 mm 先端径2.0 mm (1本)

●お客様情報記入欄

所属先 ※ (大学・病院・ 研究所名など)			
部署名 ※			
お名前 ※			
住所 ※	〒		
電話番号		FAX 番号	
メールアドレス	@		

●その他ご希望、ご質問等 (サンプルの送り先が上記住所と異なる場合は、こちらに送り先住所をご記入下さい)

--

◆お申し込み後は、FAXの内容を確認したのち、こちらからご連絡させていただきます。また2日以内に連絡のない場合は、FAXが届いていない可能性がありますので、お手数ですがもう一度FAXをお送りいただくか、お電話(052-932-6421)でお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。



バイオリサーチセンター株式会社

www.brck.co.jp sales@brck.co.jp

本社：〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目28-24(東和高岳ビル4F) TEL(052)932-6421 FAX(052)932-6755
東京：〒101-0032 東京都千代田区岩本町一丁目7-1(瀬木ビル2F) TEL(03)3861-7021 FAX(03)3861-7022
大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島六丁目8-8(花原第8ビル) TEL(06)6305-2130 FAX(06)6305-2132
福岡：〒813-6591 福岡市東区多の津一丁目14-1(FRCビル6F) TEL(092)626-7211 FAX(092)626-7315
仙台：〒983-0023 仙台市宮城野区福田町3-6-18(あさのコーポ104) TEL(022)786-1411 FAX(022)786-1412