

実験用器具
お買い得
キャンペーン!
今が買い時!

期間限定
特別価格

今だけ

Yahoo!ショッピング内
バイオリサーチセンター
ストアにスマホでアクセス!



キャンペーン期間

2017年12月1日～2018年3月31日

実験用手術器具

20%OFF

5本以上購入: 送料無料
5本未満購入: 送料1,000円
※北海道 1,200円、沖縄 2,500円

通常納期 約3日



実験用手術器具関連商品

20%OFF

送料無料

通常納期 約3日



シリンジポンプ

25%OFF

送料無料

発送目安 3週間



kdScientific

1. 商品を選ぶ



このチラシに記載のある商品の中から欲しい商品をお選びください。
※記載のされていない商品はキャンペーン対象外とさせていただきます。

2. ご注文



バイオリサーチセンター(株)や取扱代理店に、希望商品をご注文ください。
Yahoo!ショッピング内のオンラインストアでもご購入いただけます。Tポイントが貯まる!使える!お得なチャンスです。

☎ 052-932-6421

🖥 <http://store.shopping.yahoo.co.jp/brck/>

3. 発送



手術器具5本未満の購入に限り送料が発生します。それ以外は送料無料です。

シリンジポンプはメーカー取り寄せ品のため発送目安は約3週間となります。
※メーカーの商品欠品等により、通常よりお時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。

実験用手術器具

20% OFF

通常納期
約3日

5本未満購入:送料1,000円※
5本以上購入:送料無料

※北海道1,200円、沖縄2,500円

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16323591	13-100	外科剪刀 11.5cm 直片鋭	1,200	960
16323592	13-102	外科剪刀 13cm 直片鋭	1,400	1,120
16323593	13-104	外科剪刀 14.5cm 直片鋭	1,600	1,280
16323594	13-106	外科剪刀 16.5cm 直片鋭	2,000	1,600
16323579	13-110	外科剪刀 11.5cm 湾曲片鋭	1,200	960
16323580	13-112	外科剪刀 13cm 湾曲片鋭	1,400	1,120
16323581	13-114	外科剪刀 14.5cm 湾曲片鋭	1,600	1,280
16323582	13-116	外科剪刀 16.5cm 湾曲片鋭	2,000	1,600
16323595	13-120	外科剪刀 11.5cm 直両鋭	1,200	960
16323596	13-122	外科剪刀 13cm 直両鋭	1,400	1,120
16323597	13-124	外科剪刀 14.5cm 直両鋭	1,600	1,280
16323598	13-126	外科剪刀 16.5cm 直両鋭	2,000	1,600
16323583	13-130	外科剪刀 11.5cm 湾曲両鋭	1,200	960
16323584	13-132	外科剪刀 13cm 湾曲両鋭	1,400	1,120
16323585	13-134	外科剪刀 14.5cm 湾曲両鋭	1,600	1,280
16323586	13-136	外科剪刀 16.5cm 湾曲両鋭	2,000	1,600
16323600	13-142	外科剪刀 13cm 直両鈍	1,400	1,120
16323601	13-144	外科剪刀 14cm 直両鈍	1,600	1,280

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16321525	PRI28-1525A	外科手術剪刀 14.5cm 直両鋭 /TC*	4,500	3,600
16321526	PRI28-1526A	外科手術剪刀 14.5cm 湾曲両鋭 /TC*	4,500	3,600
16321527	PRI28-1527A	外科手術剪刀 14.5cm 直片鋭 /TC*	4,500	3,600
16321528	PRI28-1528A	外科手術剪刀 14.5cm 湾曲片鋭 /TC*	4,500	3,600
16321529	PRI28-1529A	外科手術剪刀 14.5cm 直両鈍 /TC*	4,500	3,600
16321530	PRI28-1530A	外科手術剪刀 14.5cm 湾曲両鈍 /TC*	4,500	3,600

* TC : タングステンカーバイド

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16323726	13-181	アイリス剪刀 9cm 直	1,500	1,200
16323728	13-182	アイリス剪刀 9cm 湾曲	1,500	1,200
16323727	13-183	アイリス剪刀 10.5cm 直	1,800	1,440
16323729	13-184	アイリス剪刀 10.5cm 湾曲	1,800	1,440
16328200	13-290	アイリス剪刀 玉付 11.5cm 直	1,500	1,200
16321532	PRI28-1526	アイリス剪刀 11.5cm 湾曲 /TC*	4,000	3,200
16321531	PRI28-1527	アイリス剪刀 11.5cm 直 /TC*	4,000	3,200

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16323651	13-200	メツェンバウム型剪刀 14cm 直	1,600	1,280
16323621	13-202	メツェンバウム型剪刀 18cm 直	2,300	1,840
16323622	13-204	メツェンバウム型剪刀 20cm 直	3,000	2,400
16323623	13-206	メツェンバウム型剪刀 23cm 直	3,300	2,640
16323625	13-210	メツェンバウム型剪刀 28cm 直	4,300	3,440
16323654	13-218	メツェンバウム型剪刀 14cm 湾曲	1,600	1,280
16323636	13-220	メツェンバウム型剪刀 18cm 湾曲	2,300	1,840
16323637	13-222	メツェンバウム型剪刀 20cm 湾曲	3,000	2,400
16323638	13-224	メツェンバウム型剪刀 23cm 湾曲	3,300	2,640
16323640	13-230	メツェンバウム型剪刀 28cm 湾曲	4,300	3,440
16323735	PRI13-3735	マイクロスプリング剪刀 14cm	4,000	3,200
16323736	PRI13-3736	マイクロスプリング剪刀 15cm 湾曲	4,000	3,200
16323746	PRI13-3746	マイクロスプリング剪刀 12cm	3,000	2,400

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16324320	13-308	ヴァンナス剪刀 (スプリングタイプ) 8cm 直	7,500	6,000
16324319	13-310	ヴァンナス剪刀 (スプリングタイプ) 8cm 湾曲	7,500	6,000
16324318	13-312	ヴァンナス剪刀 (スプリングタイプ) 8cm アングル	7,500	6,000
16324324	13-332	Westcote 剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 先鈍 直	4,500	3,600
16324322	13-334	Westcote 剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 先鈍 湾曲	4,500	3,600
16324323	13-336	Westcote 剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 先鋭 直	4,500	3,600
16324321	13-338	Westcote 剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 先鋭 湾曲	4,500	3,600
16324200	13-344	カストロビエホ剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 左曲	5,000	4,000
16324201	13-346	カストロビエホ剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 右曲	5,000	4,000
16324203	13-352	カストロビエホ剪刀 (スプリングタイプ) 10cm 先鋭 湾曲	6,000	4,800
16324204	13-354	カストロビエホ剪刀 (スプリングタイプ) 10cm 先鈍 湾曲	6,000	4,800



13-100
外科剪刀 11.5cm 直片鋭



PRI28-1529A
外科手術剪刀 14.5cm 直両鈍 /TC



13-181
アイリス剪刀 9cm 直



13-200
メツェンバウム型剪刀 14cm 直



PRI13-3736
マイクロスプリング剪刀 15cm 湾曲



13-308
ヴァンナス剪刀 (スプリングタイプ) 8cm 直

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16153300	15-330	ピンセット (マイクロアドソンタイプ) 12cm 直 有鉤 1 × 2	2,500	2,000
16153500	15-350	ピンセット (アドソンタイプ) 12cm 直	1,800	1,440
16153510	15-351	ピンセット (マイクロアドソンタイプ) 12cm 直	2,000	1,600
16153520	15-352	ピンセット (マイクロアドソンタイプ) 12cm 湾曲	2,000	1,600
16153530	15-353	ピンセット (ブラウンアドソンタイプ) 12cm 直	2,300	1,840
16153540	15-354	ピンセット (ブラウンアドソンタイプ) 5 穴 12cm 直	2,500	2,000
16153550	15-355	ピンセット (マイクロアドソンタイプ) 5 穴 12cm 直	2,500	2,000
16153560	15-356	ピンセット (ドバイキアーアドソンタイプ) 12cm 直	4,500	3,600
16311522	PRI28-1522	ピンセット (アドソンタイプ) 12cm 直 /TC*	4,000	3,200



15-330
ピンセット (マイクロアドソンタイプ)
12cm 直 有鉤 1 × 2



15-354
ピンセット (ブラウンアドソンタイプ)
5 穴 12cm 直

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16154000	15-400	ピンセット 11.5cm No.3 直	1,300	1,040
16154010	15-401	ピンセット 11.5cm No.4 直	1,300	1,040
16154020	15-402	ピンセット 11.5cm No.5 直	1,300	1,040
16154030	15-403	ピンセット 11.5cm No.5 アングル	1,300	1,040
16154040	15-404	ピンセット 11.5cm No.7 湾曲	1,300	1,040
16154050	15-405	ピンセット 11.5cm No.8 直	1,300	1,040
16154060	15-406	ピンセット 11.5cm No.9 アングル	1,300	1,040
16154070	15-407	ピンセット 11.5cm No.6 アングル	1,300	1,040
16154080	15-408	ピンセット 12cm No.GG 直	1,600	1,280
16154140	15-414	ピンセット 7cm No.3 直	1,100	880
16154150	15-415	ピンセット 11.5cm No.3 アングル	1,300	1,040
16154160	15-416	ピンセット 11.5cm No.2 直	1,300	1,040
16154170	15-417	ピンセット 11.5cm アングル	1,300	1,040
16154180	15-418	ピンセット 11.5cm No.5 湾曲	1,300	1,040
16154190	15-419	ピンセット 11.5cm No.3 湾曲	1,300	1,040
16154200	15-420	Sprinter ピンセット 12.5cm	1,600	1,280
16154230	15-423	アイリスピンセット 15.5cm	1,400	1,120



15-400
ピンセット 11.5cm No.3 直



15-407
ピンセット 11.5cm No.6 アングル

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16153660	15-366	マイクロピンセット 11.5cm No.3 直	1,700	1,360
16153670	15-367	マイクロピンセット 11.5cm No.4 直	1,700	1,360
16153680	15-368	マイクロピンセット 11.5cm No.5 直	1,700	1,360
16153690	15-369	マイクロピンセット 11.5cm No.5 アングル	1,700	1,360
16153700	15-370	マイクロピンセット 11.5cm No.7 湾曲	1,700	1,360
16153710	15-371	マイクロピンセット 11.5cm No.8 直	1,700	1,360
16153720	15-372	マイクロピンセット 11.5cm No.9 アングル	1,700	1,360
16153730	15-373	マイクロピンセット 11.5cm No.6 アングル	1,700	1,360
16153740	15-374	マイクロピンセット 12.5cm No.GG	2,000	1,600
16153760	15-376	マイクロピンセット Cross 12cm No.29 直	2,000	1,600
16153770	15-377	マイクロピンセット Cross 12cm No.30 アングル	2,000	1,600
16153780	15-378	マイクロピンセット 11.5cm No.8 アングル	2,000	1,600



15-418
ピンセット 11.5cm No.5 湾曲



15-367
マイクロピンセット 11.5cm No.4 直

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16171010	17-101	アイリスピンセット (グレフェー) 10cm 直	1,500	1,200
16171020	17-102	アイリスピンセット (グレフェー) 10cm 弱湾曲	1,500	1,200
16171030	17-103	アイリスピンセット (グレフェー) 10cm 湾曲	1,500	1,200
16171040	17-104	アイリスピンセット (スティープン) 10.5cm 直	1,500	1,200
16171050	17-105	アイリスピンセット (スティープン) 10.5cm 弱湾曲	1,500	1,200
16171060	17-106	アイリスピンセット (スティープン) 10.5cm 湾曲	1,500	1,200
16171070	17-107	縫合ピンセット 10cm 直	1,500	1,200
16171080	17-108	縫合ピンセット 10cm 湾曲	1,500	1,200
16153570	15-357	縫合ピンセット Front Cut 14cm	2,000	1,600
16153580	15-358	縫合ピンセット Side Cut 14cm	2,000	1,600



15-371
マイクロピンセット 11.5cm No.8 直



15-376
マイクロピンセット Cross 12cm No.29 直

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16171090	17-109	ピンセット (Paufique) 8.5cm 直	1,500	1,200
16171100	17-110	フィールドピンセット (ムーア) 10cm 直	2,000	1,600
16171110	17-111	ピンセット (ペリー) 13cm 直	1,100	880
16171120	17-112	ピンセット (ペリー) 13cm 湾曲	1,100	880
16171121	17-112A	ピンセット (ペリー 450) 13cm アングル	1,200	960
16171150	17-115	ピンセット (ルーツェ) 14cm	1,800	1,440
16171160	17-116	ピンセット (Troeltsch) 12cm	1,500	1,200
16171170	17-117	ピンセット (グレフェー) 7cm 直	1,500	1,200
16171180	17-118	ピンセット (グレフェー) 7cm 湾曲	1,500	1,200
16226520	2265/2	ピンセット (Merism) 16cm	1,200	960



17-101
アイリスピンセット (グレフェー) 10cm 直



17-111
ピンセット (ペリー) 13cm 直

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16313374	PRI13-3374	デリケートピンセット (セムケン) 12.5cm 直	1,200	960
16313375	PRI13-3375	デリケートピンセット (セムケン) 15cm 直	1,200	960
16313376	PRI13-3376	デリケートピンセット (セムケン) 12.5cm 曲	1,200	960
16313377	PRI13-3377	デリケートピンセット (セムケン) 15cm 曲	1,200	960
16311509	PRI28-1509	ピンセット (OELHLER) 14cm/TC*	5,500	4,400
16311515	PRI28-1515	ピンセット (ポツツミス) 15cm/TC*	7,000	5,600
16313359	PRI13-3359	ピンセット (OELHLER) 14cm	1,500	1,200
16313365	PRI13-3365	ピンセット (ポツツミス) 15cm	1,700	1,360

* TC : タングステンカーバイド

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16181660	18-166	ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 直	2,500	2,000
16181670	18-167	ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 湾曲	2,500	2,000
16181680	18-168	ケリー止血鉗子 14cm 直	2,500	2,000
16181690	18-169	ケリー止血鉗子 14cm 湾曲	2,500	2,000
16181730	18-173	バックハウスタオル鉗子 9cm	1,000	800
16181740	18-174	バックハウスタオル鉗子 11cm	1,300	1,040
16181750	18-175	バックハウスタオル鉗子 13cm	1,400	1,120

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16182010	18-201	メーヨーヘガール持針器 14cm	1,600	1,280
16182020	18-202	メーヨーヘガール持針器 16cm	2,000	1,600
16335009	PRI22-5009	ハルセイ持針器 13cm/TC*	5,000	4,000
16335154	PRI24-5154	カストロビエホ持針器 9cm ロック付	4,000	3,200
16335061	PRI24-5061	カストロビエホ持針器 14cm ロック付 /TC* 直	7,000	5,600
16335062	PRI24-5062	カストロビエホ持針器 14cm ロック付 /TC* 曲	7,000	5,600
16335111	PRI24-5111	マッチュー持針器 14cm	2,000	1,600
16331584	PRI28-1584	マッチュー持針器 14cm/TC*	6,000	4,800
16196540	19-654	アルム開創器 7cm	6,000	4,800
16196580	19-658	アルム開創器 10cm	6,000	4,800
16214240	21-424	ウエイトライナー開創器 13cm 鈍	12,000	9,600
16214260	21-426	ウエイトライナー開創器 16.5cm 鈍	14,000	11,200
16342589	PRI13-2589	開創器 8cm 鈍	2,500	2,000
16342590	PRI13-2590	BUCKLEY 開創器 6cm	6,000	4,800
16342778	PRI13-2778	開創器 16cm 鈍	2,000	1,600
16342841	PRI13-2841	セム - ミラー開創器 16cm	2,000	1,600

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16137000	13-700	フリーデマン骨鉗子 / 細型 15cm	7,500	6,000
16137020	13-702	フリーデマンミニ骨鉗子 / 細型 12cm	6,500	5,200
16137030	13-703	フリーデマン骨鉗子 14cm	7,000	5,600
16350842	PRI03-842	リウエル骨鉗子 15cm	7,000	5,600
16137430	13-743	リントン骨剪刀 直 14cm	5,500	4,400
16137470	13-747	リントン骨剪刀 曲 14cm	5,500	4,400

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16181440	18-144	ジェッフエンバッハクレンメ 3.5cm 直	3,000	2,400
16181460	18-146	ジェッフエンバッハクレンメ 3.5cm 湾曲	3,000	2,400

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16191950	19-195	目付消息子 13cm	500	400
16192110	19-211	ニードル 13cm	900	720
16192560	19-256	ジリースフック 18cm	1,400	1,120
16351625	PRI06-1625	キルナーフック 15cm	1,700	1,360
16353232	PRI13-3232	Kronecker フック 13cm	2,000	1,600
16354328	PRI17-4328	カストロビエホ鉤 先端部 0.5mm	2,000	1,600

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16280058	80-058	ネイルカッター 11.5cm	3,000	2,400
16280060	80-060	キューティクルニッパー 10cm 先端 6mm	2,500	2,000
16351641	PRI28-1641	ワイヤーカッター 18cm-1.7mm / TC*	13,000	10,400
16354951	PRI22-4951	ブント鉗子ホルダー 12cm	800	640



PRI13-3376
デリケートピンセット (セムケン) 12.5cm 曲



18-166
ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 直



PRI22-5009
ハルセイ持針器 13cm/TC



21-424
ウエイトライナー開創器 13cm 鈍



13-703
フリーデマン骨鉗子 14cm



18-144
ジェッフエンバッハクレンメ 3.5cm 直



80-060
キューティクルニッパー 10cm 先端 6mm

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16430010	1403001	ヴァンナス剪刀 82mm 直	20,000	16,000
16430020	1403002	ヴァンナス剪刀 82mm 湾曲	20,000	16,000
16430070	1403007	ヴァンナス剪刀 82mm アングル	23,000	18,400
16430320	1403032	アイリススプリング剪刀 90mm 先鋭 直	17,000	13,600
16430330	1403033	アイリススプリング剪刀 90mm 先鋭 湾曲	17,000	13,600
16430620	1403062	アイリス剪刀 110mm 直	18,000	14,400
16430640	1403064	アイリス剪刀 110mm 湾曲	18,000	14,400
16430750	1403075	カストロピエホ剪刀 105mm 先鈍 湾曲	22,000	17,600
16430760	1403076	カストロピエホ剪刀 105mm 先鈍 直	22,000	17,600



1403062
アイリス剪刀 110mm 直

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16410120	1401012W	縫合ピンセット 85mm 直	17,000	13,600
16410150	1401015W	マクファーソン縫合ピンセット 85mm アングル	19,000	15,200
16410220	1401022W	縫合ピンセット 115mm 直	19,000	15,200
16410240	1401024W	マクファーソン縫合ピンセット 115mm アングル	19,000	15,200
16411120	1401112W	ピンセット 85mm 直 有鉤 1 × 2 先端 0.1mm	17,000	13,600
16411130	1401113W	コリブリピンセット 85mm 有鉤 1 × 2 先端 0.12mm	18,000	14,400
16411170	1401117W	コリブリ結膜ピンセット 85mm 有鉤 1 × 2 先端 0.12mm	21,000	16,800
16411220	1401122W	ピンセット 115mm 直 有鉤 1 × 2 先端 0.1mm	20,000	16,000
16411530	1401153W	コリブリピンセット 85mm 有鉤 1 × 2 先端 0.12mm	20,000	16,000
16412610	1401261W	ケルマン - マクファーソンピンセット 85mm 先端 45°	18,000	14,400
16412710	1401271W	ケルマン - マクファーソンピンセット 115mm 先端 45°	19,000	15,200
16414210	1401421	ピンセット #5 110mm 先端 0.1 × 0.06mm	6,000	4,800
16414230	1401423	ピンセット #5 110mm 先端 0.05 × 0.01mm 45°	6,000	4,800
16414240	1401424	ピンセット #7 110mm 先端 0.07 × 0.03mm	7,500	6,000



1401022W
縫合ピンセット 115mm 直



1401153W
コリブリピンセット 85mm 有鉤 1 × 2 先端 0.12mm



1401424
ピンセット #7 110mm 先端 0.07 × 0.03mm

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16441080	1404108	Jaffe-Knolle アイリスフック アングル	14,000	11,200
16441110	1404111	Lewicky lens Manipulating フック アングル	14,000	11,200
16450010	1405001	開創器 52mm	3,000	2,400



1404111
Lewicky lens Manipulating フック アングル

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16420160	1402016W	持針器 115mm 先端 11mm 湾曲 ロック付	22,000	17,600
16421060	1402106W	バラッカー持針器 115mm 先端 9mm 湾曲 ロック付	22,000	17,600
16422320	1402232W	トラウトマン持針器 115mm 先端 10mm 湾曲 ロック付	23,000	18,400



1402016W
持針器 115mm 先端 11mm 湾曲 ロック付

実験用手術器具関連商品

20%
OFF通常納期
約3日送料
無料

キャンペーン価格のため、設置・取説費用は含んでおりません

5-1450 Germinator 500 ガラスビーズ乾熱滅菌器



1.5mm のガラスビーズ (280g) が付属しています

高温に熱したガラスビーズに手術用器具や培養器具を差し込むだけで、短時間 (15 秒程度) で乾熱滅菌できます。化学薬品や炎は不要です。ガラスビーズを滅菌器に入れ、電源を入れると約 30 分で READY ランプが点灯し使用できます。ビーズの温度は 250°C 近くまで上昇し、その温度を維持します。

本商品には本体体内に入れる 1.5mm のガラスビーズ 280g が付属しています。ガラスビーズの割れが目立ち始めたらガラスビーズを交換してください。

メーカー	CellPoint
昇温時間	233°Cまで30分、最大250°C
ガラスビーズ	1.5mm無鉛ガラス 280g
内槽 寸法	51mm径 x 102mm深さ
サイズ	133W x 133D x 171H(mm)、2kg
使用電源	100V、110W、0.75A(連続作動時)

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
15810000	5-1450	Germinator 500 ガラスビーズ滅菌器	83,000	66,400

150-1000 Guardian ゴム製カップ



※注意事項


- ✓ 滅菌不可
- ✓ 入れすぎ注意
- ✓ 洗浄は中性洗剤を使用し、水で洗い流してください
- ✓ 長時間濡れた状態で放置しないでください
- ✓ 臨床目的には使用しないでください

口が広くて器具の出し入れが簡単なうえ、ゴム製なので滑りにくく安心です。ゴム製なので先端を傷つけない金属器具だけでなく、ガラス製品にもご利用いただけます。

メーカー	CellPoint
材質	ゴム
外寸	約12.5W×約12.5D×約12.5H(cm)
外径	約9.5cm
内径	約8cm
深さ	約11.4cm

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
15813000	150-1000	Guardian ゴム製カップ	11,000	8,800

250-1000 Sentry 滅菌トレー



軽量で安価な Ultem™ 樹脂製の手術用具用滅菌トレーです。オートクレーブ滅菌処理が可能です。

トレー内のシリコンの線の上に手術器具を置き上下から挟み込むことで固定します。

上下ともにトレーとして使用できます。


メーカー	CellPoint
材質	プラスチック
サイズ	23.5W×21.3D×3.8H(cm) (フタを占めた状態)

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
15813100	250-1000	Sentry 滅菌トレー	14,000	11,200

LabSand

LabSand は尿採取のための疎水性（水になじみにくい性質を持った）の砂です。無毒性で、撥水コートされた砂を使用することで、観血的な処置をせずに素早く・簡単に、尿を採取することが出来るようになりました。尿がコロコロと砂の上を転がるように残ることで、非常に簡単に尿を付属のスポイトで採取できます。

注意点：尿は、蒸発するまで砂の上に残っておりますが、できるだけ早く採取するようにしてください。蒸発している間に尿の pH が変わることがあります。



使用手順

ステップ1



一袋（300g）の砂、もしくはケージの下部が覆われるように十分な砂を敷いてください。

ステップ2



動物を砂の上で自由にさせておきますと、尿をします。LabSand は一回のみの使用で、コンタミネーションを防ぐように、1匹の動物での使用をお願いします。

ステップ3



砂の上から動物を移動させ、付属のスポイトとバイアルを使って尿を採取するか、試験紙の上に尿を落としてください。

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
14217310	LABSAND 3PK	LabSand 尿採取用砂 1箱	8,000	6,400

小動物用耳標アプリケータ



ステンレススチール製の耳標アプリケータは、簡単且つ確実に動物の耳部にタグが固定できます。スプリング効果で僅かな力でシールができます。

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
14215211	EP-1005-S1	小動物用耳標アプリケータ	12,000	9,600
14215210	EP-1005-1	小動物用タグ(1000ヶ入り、1~1000番)	32,000	25,600



Legato 100 1 本架シリンジポンプ
 • 注入専用シングルシリンジポンプ



Legato 101 2 本架シリンジポンプ
 • 注入専用デュアルシリンジポンプ



Legato 110 1 本架プル付きシリンジポンプ
 • 注入 / 吸引対応シングルシリンジポンプ



Legato 111 2 本架プル付きシリンジポンプ
 • 注入 / 吸引対応デュアルシリンジポンプ



Legato 130 1 本架プル付きナノリッターポンプ
 • 注入 / 吸引対応シングルシリンジポンプ
 • ポンプ駆動部が遠隔独立式



Legato 185 1 本架プル付きピコポンプ
Legato 180 2 本架プル付きピコポンプ
 • 注入 / 吸引対応シングルシリンジポンプ
 • ポンプ駆動部が遠隔独立式



Legato 200 2 本架シリンジポンプ
 • 注入専用デュアルシリンジポンプ




Legato 210 2 本架プル付きシリンジポンプ
Legato 210P プログラム式2本架プル付きシリンジポンプ
 • 注入 / 吸引対応デュアルシリンジポンプ
 • 210P はプログラム可能モデル



Legato 270 プッシュプルシリンジポンプ
Legato 270P プログラム式プッシュプルシリンジポンプ
 • プッシュモードでサイクル駆動が可能
 • 流速、流量で制御可能
 • 270P はプログラム可能モデル



Gemini 88 Plus デュアルレートシリンジポンプ
 • サイズの違うシリンジをシンク口または独立して制御
 • 一方を注入、もう一方を吸引も可能
 • バルブボックス併用で、連続薬液注入が可能
 • 使用シリンジ 0.5 µl ~ 60ml



Legato110 DRS
Legato デュアルレートシステム
 • 2つの異なるレートで注入させるポンプシステム
 • Legato110を2台と接続ケーブルで構成されています



KDS410 高圧シリンジポンプ
KDS410P プログラム式高圧シリンジポンプ
 • 200シリーズの倍の負荷圧に対応
 • 高粘性液に最適
 • ディスペンス、吸引の2モード



KDS 100 1本架シリンジポンプ

- 使用シリンジ 10μl ~ 60ml
- 幅広い流速設定 ~ 519ml/hr



KDS 101 微量用2本架シリンジポンプ

- 微量用のナノリッターポンプです
- 10μl ~ 10ml x 2本、10μl ~ 60ml x 1本架です
- 最小流速 0.001μl/min (10μl シリンジ使用)



KDS 200 2本架シリンジポンプ

- 使用シリンジ 10μl ~ 140ml x 1/2本架
- 最小流速 1nl/hr (10μl シリンジ使用)



KDS 210 2本架プル付きシリンジポンプ

- 注入及びプルの両モードで使用可能
- 2本架 10μl ~ 140ml シリンジ
- 注入からプル、プルから注入などのマルチモードで連続運転が可能



KDS 220 マルチシリンジポンプ

- 最大10本架のホルダーを使用
- 1 ~ 10本架 : 10μl ~ 10ml シリンジ
- 1 ~ 6本架 : 20 ~ 60ml シリンジ
- 1 ~ 4本架 : 100 ~ 140ml シリンジ



KDS 230 プル付きマルチシリンジポンプ

- 最大10本架のホルダーを使用220型と同じシリンジ構成でセット可能
- 注入からプル、プルから注入などのマルチモードで連続運転が可能



KDS 250 4本架シリンジポンプ

- 異なるシリンジが同時に使用可能
- 4本架 : 10μl ~ 10ml シリンジ
- 各シリンジを個別にセット



KDS 120 1本+1本架プッシュプルシリンジポンプ

- 同時に同じ流速で注入と吸引ができます
- 120型 注入と吸引用シリンジ各1本使用
- 260型 注入と吸引用シリンジ各2本使用
- プッシュプルモードでは反復駆動は不可



KDS 310 ナノシリンジポンプ

- マイクロシリンジポンプ専用
- 0.5μl ~ 250μl のシリンジに対応
- 最小流速 1.456μl/min (100μl シリンジ使用)
- ポンプ駆動部が遠隔独立式



KDS 270 2本+2本架プッシュプルシリンジポンプ

- プッシュプルモードでサイクル駆動が可能
- 注入と吸引用シリンジ各2本使用
- 設定容量に達すると自動的にリセットされ次のサイクルを開始
- 三方バルブを使い空シリンジへ輸液を充填し連続注入が可能
- 使用シリンジ 10μl ~ 60ml
- 30ml シリンジまでが全容量使用が可能

簡単です ... 3ステップで操作できます！

- ①使用するシリンジをディスプレイで選択
- ②注入容量を設定
- ③流速を設定し“Start”ボタンを押す

200シリーズはフットスイッチ、RS232によるPC制御、ポンプの連結使用が可能です。



キャンペーン対象商品一覧

本チラシの表示価格は消費税抜き価格です

型式	品名	通常価格(円)	キャンペーン価格(円)
Legato 100	Legato 1 本架シリンジポンプ	292,000	219,000
Legato 101	Legato 2 本架シリンジポンプ	348,000	261,000
Legato 110	Legato 1 本架プル付シリンジポンプ	378,000	283,500
Legato 111	Legato 2 本架プル付シリンジポンプ	381,000	285,750
Legato 130	Legato 1 本架プル付ナノリッターシリンジポンプ	447,000	335,250
Legato 185	Legato 1 本架プル付ピコポンプ	406,000	304,500
Legato 180	Legato 2 本架プル付ピコポンプ	406,000	304,500
Legato 200	Legato 2 本架シリンジポンプ	463,000	347,250
Legato 210	Legato 2 本架プル付シリンジポンプ	571,000	428,250
Legato 210P	Legato プログラム式 2 本架プル付シリンジポンプ	604,000	453,000
Legato 270	Legato プッシュプルシリンジポンプ	641,000	480,750
Legato 270P	Legato プログラム式プッシュプルシリンジポンプ	674,000	505,500
Gemini 88 Plus	デュアルレートシリンジポンプ	786,000	589,500
Legato110 DRS	Legato デュアルレートシステム	740,000	555,000
KDS 410	高圧シリンジポンプ	626,000	469,500
KDS 410P	プログラム式高圧シリンジポンプ	666,000	499,500
KDS 100	1 本架シリンジポンプ	228,000	171,000
KDS 101	微量用 2 本架シリンジポンプ	288,000	216,000
KDS 120	1 本+ 1 本架プッシュプルシリンジポンプ	395,000	296,250
KDS 200	2 本架シリンジポンプ	405,000	303,750
KDS 210	2 本架プル付シリンジポンプ	477,000	357,750
KDS 220	マルチシリンジポンプ	479,000	359,250
KDS 230	プル付マルチシリンジポンプ	531,000	398,250
KDS 250	4 本架シリンジポンプ	532,000	399,000
KDS 260	2 本+ 2 本架プッシュプルシリンジポンプ	653,000	489,750
KDS 270	2 本+ 2 本架プッシュプルシリンジポンプ	620,000	465,000
KDS 310 PLUS	ナノシリンジポンプ	417,000	312,750
KDS 310 PLUS w/footswitch interface	ナノシリンジポンプ、フットスイッチインターフェース付き	490,000	367,500
KDS 200P	プログラム式 2 本架シリンジポンプ	532,000	399,000
KDS 210P	プログラム式 2 本架プル付シリンジポンプ	607,000	455,250
KDS 220P	プログラム式マルチシリンジポンプ	607,000	455,250
KDS 230P	プログラム式プル付マルチシリンジポンプ	696,000	522,000
KDS 250P	プログラム式 4 本架シリンジポンプ	707,000	530,250
KDS 260P	プログラム式 2 本+ 2 本架プッシュプルシリンジポンプ	790,000	592,500
KDS 270P	プログラム式 2 本+ 2 本架プッシュプルシリンジポンプ	758,000	568,500

●キャンペーン価格のため、設置・取説費用は含んでおりません
●在庫がない場合、納期に時間をいただくことがあります

ポンプの仕様

動作タイプ	マニピュレータ接続	サイクル駆動	シリンジ本数	流速	シリンジ体積	モデル	本体サイズ W×D×H (mm)
注入	×	×	1	0.00128 nl/min ~ 88.28 ml/min	0.5 μl ~ 60 ml	Legato100	226 x 190.5 x 150
				1.67 nl/min ~ 7.1 ml/min	10 μl ~ 60 ml	KDS100	230 x 150 x 120
			1 ~ 2	0.00128 nl/min ~ 25.99 ml/min	0.5 μl ~ 10 ml	Legato101	226 x 190.5 x 150
				0.005 nl/min ~ 220.97 ml/min	0.5 μl ~ 140 ml	Legato200	279.4 x 254 x 88.9
				0.0167 nl/min ~ 147.07 ml/min	10 μl ~ 140 ml	KDS200 KDS200P	280 x 230 x 150
				1.00 nl/min ~ 1.175 ml/min (1本) 1.00 nl/min ~ 0.351 ml/min (2本)	10 μl ~ 60 ml (1本) 10 μl ~ 10 ml (2本)	KDS101	230 x 150 x 120
			1 ~ 4	0.0167 nl/min ~ 21.17 ml/min	10 μl ~ 10 ml (異なるサイズ可)	KDS250 KDS250P	280 x 230 x 150
				79.4 nl/min ~ 147.07 ml/min	100 ml ~ 140 ml	KDS220 KDS220P	280 x 230 x 140
			1 ~ 6	23.6 nl/min ~ 70.57 ml/min	20 ml ~ 60 ml		
1 ~ 10	0.0167 nl/min ~ 21.17 ml/min	10 μl ~ 10 ml					
注入/ 吸引	○	×	1	0.00366 nl/min ~ 3.818 ml/min	0.5 μl ~ 1000 μl	Legato130	226 x 177.8 x 93.2
				1.00 nl/min ~ 0.3637 ml/min	0.5 μl ~ 250 μl	KDS310 PLUS	230 x 152 x 76 (コントローラ) 178 x 44 x 51 (インジェクター)
	×		1 ~ 2	0.00128 nl/min ~ 88.28 ml/min	0.5 μl ~ 60 ml	Legato110	226 x 190.5 x 150
				0.00058 nl/min ~ 11.70 ml/min	0.5 μl ~ 10 ml	Legato185 Legato180	226 x 190.5 x 150
			1 ~ 2	0.00128 nl/min ~ 25.99 ml/min	0.5 μl ~ 10 ml	Legato111	226 x 190.5 x 150
				0.005 nl/min ~ 215.813 ml/min	0.5 μl ~ 140 ml	Legato210 Legato210P	279.4 x 254 x 88.9
			1 ~ 4	0.0167 nl/min ~ 147.07 ml/min	10 μl ~ 140 ml	KDS210 KDS210P	280 x 230 x 140
				79.4 nl/min ~ 147.07 ml/min	100 ml ~ 140 ml	KDS230 KDS230P	280 x 230 x 140
			1 ~ 6	23.6 nl/min ~ 70.57 ml/min	20 ml ~ 60 ml		
			1 ~ 10	0.0167 nl/min ~ 21.17 ml/min	10 μl ~ 10 ml		
プッシュ/ プル	×	×	1 ~ 2	1.67 nl/min ~ 7.1 ml/min	10 μl ~ 10 ml	KDS120	230 x 150 x 140
		○	1 ~ 4	0.005 nl/min ~ 220.97 ml/min	0.5 μl ~ 140 ml	Legato270 Legato270P	279.4 x 254 x 88.9
		×		0.0167 nl/min ~ 70.57 ml/min	10 μl ~ 60 ml	KDS260 KDS260P	280 x 230 x 140
		○		0.0167 nl/min ~ 70.57 ml/min	10 μl ~ 60 ml	KDS270 KDS270P	280 x 230 x 140
高圧	×	×	1	0.0167 nl/min ~ 70.57 ml/min	10 μl ~ 140 ml	KDS410 KDS410P	280 x 240 x 150
デュアル	×	×	2	0.00102 nl/min ~ 106 ml/min	0.5 ul ~ 60 ml	Gemini 88 Plus	280 x 390 x 210
	×	×	2	0.00128 nl/min ~ 88.28 ml/min	0.5 ul ~ 60 ml	Legato110 DRS	1台 226 x 190.5 x 150

●比較のため、流速は“nl/min ~ ml/min”に統一しています。●“シリンジ本数”カテゴリ以降の並び順は、上から順に“流速が低いもの→流速が高いもの”となっています。
●掲載している価格には消費税が含まれておりません。●改良のため、型式、価格、使用などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



バイオリサーチセンター株式会社

本社：〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目 28-24 (東和高岳ビル4F)
東京：〒101-0032 東京都千代田区岩本町一丁目 7-1 (瀬木ビル2F)
大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島六丁目 8-8 (花原第8ビル)
福岡：〒813-6591 福岡市東区多の津一丁目 14-1 (FRCビル6F)
仙台：〒983-0023 仙台市宮城野区福田町3-6-18 (あさのコーポ104号)

www.brck.co.jp

sales@brck.co.jp

TEL (052) 932-6421
TEL (03) 3861-7021
TEL (06) 6305-2130
TEL (092) 626-7211
TEL (022) 786-1411

FAX (052) 932-6755
FAX (03) 3861-7022
FAX (06) 6305-2132
FAX (092) 626-7315
FAX (022) 786-1412