

## Quick Connect インフュージョンシステム

ラット・マウス用のインフュージョンシステムです。カテーテル、シーベル、輸液チューブライン間の面倒な接続を、ワンタッチのルアーロック方式 (Quick Connect) に改良しました。小さな変更ですが、従来のインフュージョン作業に伴う労力の75%をカットします。即ち、採血、インフュージョンの前準備、定期的なインフュージョン作業、カテーテルメンテナンス作業の度に要する煩雑さが驚くほど簡単で楽になります。本品は、Quick Connect ハーネス (ジャケット)、テータ、シーベルより構成されています。Quick Connectを導入することで、作業時間やコストが大幅にセーブでき、インフュージョン及びアクセスシステムの信頼性が高まります。システムは全てEOG滅菌が可能です。

QCK-23:  
Quick Connectインフュージョンキット  
(23Gハーネス、30cmテータ、デュアル  
ルアー・シーベル)



QCK-23J:  
Quick Connectインフュージョンキット  
(23Gジャケットアダプター、30cmテータ、  
デュアルルアー・シーベル)

### QuickConnectインフュージョンキット

コード番号	型式	品名	価格 (1~9)	価格 (10~)
18510000	QCK-21	Quick Connectインフュージョンキット21G (ハーネスタイプ)	¥16,000	¥12,800
18510010	QCK-23	Quick Connectインフュージョンキット23G (ハーネスタイプ)	¥16,000	¥12,800
18510100	QCK-21J	Quick Connectインフュージョンキット21G (ジャケットタイプ)	¥20,000	¥16,000
18510110	QCK-23J	Quick Connectインフュージョンキット23G (ジャケットタイプ)	¥20,000	¥16,000

21Gカテーテルコネクター付きハーネスは内径 0.61mm ~ 0.81mmのカテーテル用です。  
23Gカテーテルコネクター付きハーネスは内径 0.53mm ~ 0.64mmのカテーテル用です。

## QuickConnectルアーハーネス

Quick Connectハーネスはカテーテルとオス型ルアーフィッティングを接続して使用します。ルアーフィッティングにゴムキャップをつけると、静注投与、断続インフュージョン、カテーテルのメンテナンス、定期採血などの処置をテータを使うことなく行えます。カニュレーション処置をした動物にQuick Connectハーネスだけを装着させれば、各処置の間は拘束も必要なくテータとの接続もありませんので、動物は自由に行動できます。デュアルハーネスはルアーフィッティングが2つのタイプで、テータと投薬シリンジ用のゴムキャップの2つ同時に接続できます。



ルアーハーネス



デュアルルアー・ハーネス

21Gは内径 0.61mm ~ 0.81mmのカテーテル用です。  
23Gは内径 0.53mm ~ 0.64mmのカテーテル用です。


### QuickConnectルアーハーネス

コード番号	型式	品名	価格 (1~9)	価格 (10~)
18520000	QCH-21	ルアーハーネス21G	¥7,500	¥6,000
18520010	QCH-23	ルアーハーネス23G	¥7,500	¥6,000
18520100	QCDH-21	デュアルルアー・ハーネス21G	¥10,000	¥8,000
18520110	QCDH-23	デュアルルアー・ハーネス23G	¥10,000	¥8,000

# Quick Connectインフュージョン部品




Quick Connect  
ジャケットアダプタ



Quick Connectシーベル



スキンボタン



Quick Connect付きスプリングテータ



標準スプリングテータ



カウンターバランス  
アーム



シーベルマウント  
アーム

## Quick Connectジャケットアダプタ

コード番号	型式	品名	内容	価格 (1~ 9)	価格 (10~ )
18522000	QCJA-21	ジャケットアダプタ21G	21Gカテーテル用 Quick Connectジャケットアダプタ	¥7,500	¥6,000
18522010	QCJA-23	ジャケットアダプタ23G	23Gカテーテル用 Quick Connectジャケットアダプタ	¥7,500	¥6,000

## Quick Connectシーベル

コード番号	型式	品名	内容	価格 (1~ 9)	価格 (10~ )
18524010	QCS-D	デュアルルアーシーベル	両端ルアー付き Quick Connectシーベル	¥9,000	¥7,200
18524000	QCS-S	シングルルアーシーベル	標準ルアー付き Quick Connectシーベル	¥9,000	¥7,200

## スキンボタン

コード番号	型式	品名	内容	価格 (1~ 9)	価格 (10~ )
18526000	SBD-01	スキンボタン	ダクロンメッシュ付きスキンボタン	¥9,000	¥7,200
18526010	SBD-0112T	スキンボタン	ダクロンメッシュ付きスキンボタン、30cmテータ	¥9,000	¥7,200
18526100	SBD-AS	スキンボタン	ダクロンメッシュ付きスキンボタン、サンプルフック	¥9,000	¥7,200
18526110	SBD-LA	スキンボタン	ダクロンメッシュ付きスキンボタン、ルアーアダプタ	¥9,000	¥7,200

## Quick Connect付きスプリングテータ

コード番号	型式	品名	内容	価格 (1~ 9)	価格 (10~ )
18527000	QCT-12	ラットテータ30cm	両側 Quick Connect付き	¥2,000	¥1,600
18527010	QCT-14	ラットテータ35cm	両側 Quick Connect付き	¥2,000	¥1,600
18527020	QCT-18	ラットテータ46cm	両側 Quick Connect付き	¥2,000	¥1,600

## 標準スプリングテータ

コード番号	型式	品名	内容	価格 (1~ 9)	価格 (10~ )
18528100	M22T-12	22G標準スプリングテータ30cm	片側 Quick Connect付き	¥2,000	¥1,600
18528110	M22T-14	22G標準スプリングテータ35cm	片側 Quick Connect付き	¥2,000	¥1,600
18528120	M22T-18	22G標準スプリングテータ46cm	片側 Quick Connect付き	¥2,000	¥1,600
18528000	M23T-12	23G標準スプリングテータ30cm	片側 Quick Connect付き	¥2,000	¥1,600
18528010	M23T-14	23G標準スプリングテータ35cm	片側 Quick Connect付き	¥2,000	¥1,600
18528020	M23T-18	23G標準スプリングテータ46cm	片側 Quick Connect付き	¥2,000	¥1,600
18528200	M25T-12	25G標準スプリングテータ30cm	片側 Quick Connect付き	¥2,000	¥1,600
18528210	M25T-14	25G標準スプリングテータ35cm	片側 Quick Connect付き	¥2,000	¥1,600
18528220	M25T-18	25G標準スプリングテータ46cm	片側 Quick Connect付き	¥2,000	¥1,600

## Quick Connectカウンターバランスアーム

コード番号	型式	品名	価格
18530000	CBSHA	Quick Connectカウンターバランスシーベルアッセンブリ	¥30,000
18530100	GMSHK	Quick Connectシーベルマウントアッセンブリ	¥24,000



バイオリサーチセンター株式会社  
http://www.brck.co.jp 製品の詳細はWebサイトで!

本社 / 461-0001  
東京 / 101-0032  
お問い合わせ mail

名古屋市東区泉二丁目 28-24 ヨコタビル 4F  
東京都千代田区岩本町二丁目 9-7 RECビル  
sales@brck.co.jp

TEL (052) 932-6421  
TEL (03) 3861-7021