





Cyber EX

エクストラアンプ

- ★ コンパクトですっきりとしたデザイン
- ★ わかりやすいデジタル表示
- ★ ボタン操作でゲイン / フィルタを変更



差動入力ヘッドステージ



仕様	
トータルゲイン	x100 / x300 / x1000 / x2000
ハイパスフィルタ	1 / 10 / 100 / 300 Hz
ローパスフィルタ	300 / 1000 / 3000 / 5000 Hz
入力インピーダンス	100MΩ
ヘッドステージ仕様	差動入力1ch (シングルエンド切替スイッチ付)
入力コネクタ	BNC(センター +, 外側 -)、 2mmピン(GND端子)
ヘッドステージゲイン	x100
本体サイズ(H x W x D)	35 x 130 x 150mm

※製品の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。



バイオリサーチセンター株式会社 www.brck.co.jp mail: sales@brck.co.jp

本社/〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F TEL: 052-932-6421 FAX: 052-932-6755
 東京/〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-9-7 RECビル TEL: 03-3861-7021 FAX: 03-3861-7022
 大阪/〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F TEL: 06-6305-2130 FAX: 06-6305-2132
 福岡/〒813-6591 福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル6F TEL: 092-626-7211 FAX: 092-626-7315