

期間限定特別価格

低価格2ch 麻酔器お買い得 キャンペーン



**20%
OFF**

**送料
無料**

~~390,000円~~

20%OFF

312,000円

2023年**12月1日** キャンペーン期間 ~ 2024年**3月31日**

国産製品にも見劣りしない性能で、低価格を追求した簡易吸入麻酔器です。

北米・欧州を中心に性能・価格ともに認められ、国内でも使用される研究者様が急激に増加しております。

同メーカーの麻酔器は、イェール大学やハーバード大学など、世界中の研究機関や大学に10,000台以上導入されています。

TAIJI小動物用麻醉器(イソフルラン)

マウス、ラットなどの小動物から中型犬まで、より安全確実に麻醉する為に設計された吸入麻醉器です。ニードル付き超精密流量計を採用し、0~4ℓ/minまで麻醉ガス濃度の安定性と正確な流量を追及しました。麻醉剤の注入量は120mℓ、長時間連続麻醉できます。

- ☐ 小動物の麻醉に適した0~5%の麻醉混合気を長時間安定供給可能
- ☐ 操作が容易で日常の実験処理から長時間の手術まで広範囲に応用可能
- ☐ 麻醉ガス2ラインの同時制御が可能
- ☐ 超精密流量計を採用し正確で安定した麻醉ガスを供給
- ☐ 低流量から使用でき余剰ガスを最小限に抑制
- ☐ 導入、覚醒がきわめて迅速で覚醒状態も良好
- ☐ 引火性がなく、エーテル麻醉に比べて安全
- ☐ 麻醉深度の調整が容易

麻醉器の組み合わせ例



例1. マスク・麻醉ボックスとの組み合わせ



例2. デジタル脳定位固定装置との組み合わせ



例3. デジタル式人工呼吸器との組み合わせ



TAIJI小動物用麻醉器(イソフルラン)

TAIJI小動物用麻醉器(イソフルラン)仕様

流量	0~4ℓ/min
濃度	0~5%
充填容量	最大120mℓ
外寸	W260 × D220 × H300(mm)
重量	9kg

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
22308000	TAIJI-IE	TAIJI小動物用麻醉器(イソフルラン)	390,000	312,000
22308100	R510-30	RWDエアーポンプ	70,000	56,000



バイオリサーチセンター株式会社

www.brck.co.jp sales@brck.co.jp

本社 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-28-24 東和高岳ビル4F
 東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F
 福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F
 仙台営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル 208

TEL 052-932-6421 FAX 052-932-6755
 TEL 03-3861-7021 FAX 03-3861-7022
 TEL 06-6305-2130 FAX 06-6305-2132
 TEL 092-626-7211 FAX 092-626-7315
 TEL 022-290-9352 FAX 022-290-9353