

実験用器具  
お買い得  
キャンペーン!  
今が買い時!

期間限定  
特別価格

今だけ

Yahoo!ショッピング内  
バイオリサーチセンター  
ストアにスマホでアクセス!



キャンペーン期間

2019年11月1日～2020年3月31日

## 実験用手術器具

20%OFF

送料無料

通常納期 3～5日程度

※クリックポストで発送



## 実験用手術器具関連商品

20%OFF

送料無料

通常納期 2～3日程度

※クリックポスト、宅配便で発送



## シリンジポンプ

25%OFF

送料無料

発送目安3週間



**kdScientific**

### 1. 商品を選ぶ



このチラシに記載のある商品の中から欲しい商品をお選びください。  
※記載のされていない商品はキャンペーン対象外とさせていただきます。

### 2. ご注文



バイオリサーチセンター(株)や取扱代理店に、希望商品をご注文ください。  
Yahoo!ショッピング内のオンラインストアでもご購入いただけます。Tポイントが貯まる!使える!お得なチャンスです。

 **052-932-6421**

 <http://store.shopping.yahoo.co.jp/brck/>

### 3. 発送



シリンジポンプはメーカー取り寄せ品のため発送目安は約3週間となります。  
※メーカーの商品欠品等により、通常よりお時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。

# 実験用手術器具

**20% OFF** **送料 無料** **通常納期 3~5日** **クリックポスト 発送**

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16323591	13-100	外科剪刀 11.5cm 直片鋭	1,200	<b>960</b>
16323592	13-102	外科剪刀 13cm 直片鋭	1,400	<b>1,120</b>
16323593	13-104	外科剪刀 14.5cm 直片鋭	1,600	<b>1,280</b>
16323594	13-106	外科剪刀 16.5cm 直片鋭	2,000	<b>1,600</b>
16323579	13-110	外科剪刀 11.5cm 湾曲片鋭	1,200	<b>960</b>
16323580	13-112	外科剪刀 13cm 湾曲片鋭	1,400	<b>1,120</b>
16323581	13-114	外科剪刀 14.5cm 湾曲片鋭	1,600	<b>1,280</b>
16323582	13-116	外科剪刀 16.5cm 湾曲片鋭	2,000	<b>1,600</b>
16323595	13-120	外科剪刀 11.5cm 直両鋭	1,200	<b>960</b>
16323596	13-122	外科剪刀 13cm 直両鋭	1,400	<b>1,120</b>
16323597	13-124	外科剪刀 14.5cm 直両鋭	1,600	<b>1,280</b>
16323598	13-126	外科剪刀 16.5cm 直両鋭	2,000	<b>1,600</b>
16323583	13-130	外科剪刀 11.5cm 湾曲両鋭	1,200	<b>960</b>
16323584	13-132	外科剪刀 13cm 湾曲両鋭	1,400	<b>1,120</b>
16323585	13-134	外科剪刀 14.5cm 湾曲両鋭	1,600	<b>1,280</b>
16323586	13-136	外科剪刀 16.5cm 湾曲両鋭	2,000	<b>1,600</b>
16323600	13-142	外科剪刀 13cm 直両鈍	1,400	<b>1,120</b>
16323601	13-144	外科剪刀 14cm 直両鈍	1,600	<b>1,280</b>

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16321525	PRI28-1525A	外科手術剪刀 14.5cm 直両鋭 /TC*	4,500	<b>3,600</b>
16321526	PRI28-1526A	外科手術剪刀 14.5cm 湾曲両鋭 /TC*	4,500	<b>3,600</b>
16321527	PRI28-1527A	外科手術剪刀 14.5cm 直片鋭 /TC*	4,500	<b>3,600</b>
16321528	PRI28-1528A	外科手術剪刀 14.5cm 湾曲片鋭 /TC*	4,500	<b>3,600</b>
16321529	PRI28-1529A	外科手術剪刀 14.5cm 直両鈍 /TC*	4,500	<b>3,600</b>
16321530	PRI28-1530A	外科手術剪刀 14.5cm 湾曲両鈍 /TC*	4,500	<b>3,600</b>

\* TC : タングステンカーバイド

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16323726	13-181	アイリス剪刀 9cm 直	1,500	<b>1,200</b>
16323728	13-182	アイリス剪刀 9cm 湾曲	1,500	<b>1,200</b>
16323727	13-183	アイリス剪刀 10.5cm 直	1,800	<b>1,440</b>
16323729	13-184	アイリス剪刀 10.5cm 湾曲	1,800	<b>1,440</b>
16328200	13-290	アイリス剪刀 玉付 11.5cm 直	1,500	<b>1,200</b>
16321532	PRI28-1526	アイリス剪刀 11.5cm 湾曲 /TC*	4,000	<b>3,200</b>
16321531	PRI28-1527	アイリス剪刀 11.5cm 直 /TC*	4,000	<b>3,200</b>

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16323651	13-200	メツェンバウム型剪刀 14cm 直	1,600	<b>1,280</b>
16323621	13-202	メツェンバウム型剪刀 18cm 直	2,300	<b>1,840</b>
16323622	13-204	メツェンバウム型剪刀 20cm 直	3,000	<b>2,400</b>
16323623	13-206	メツェンバウム型剪刀 23cm 直	3,300	<b>2,640</b>
16323625	13-210	メツェンバウム型剪刀 28cm 直	4,300	<b>3,440</b>
16323654	13-218	メツェンバウム型剪刀 14cm 湾曲	1,600	<b>1,280</b>
16323636	13-220	メツェンバウム型剪刀 18cm 湾曲	2,300	<b>1,840</b>
16323637	13-222	メツェンバウム型剪刀 20cm 湾曲	3,000	<b>2,400</b>
16323638	13-224	メツェンバウム型剪刀 23cm 湾曲	3,300	<b>2,640</b>
16323640	13-230	メツェンバウム型剪刀 28cm 湾曲	4,300	<b>3,440</b>
16323735	PRI13-3735	マイクロスプリング剪刀 14cm	4,000	<b>3,200</b>
16323736	PRI13-3736	マイクロスプリング剪刀 15cm 湾曲	4,000	<b>3,200</b>
16323746	PRI13-3746	マイクロスプリング剪刀 12cm	3,000	<b>2,400</b>

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16324320	13-308	ヴァンナス剪刀 (スプリングタイプ) 8cm 直	7,500	<b>6,000</b>
16324319	13-310	ヴァンナス剪刀 (スプリングタイプ) 8cm 湾曲	7,500	<b>6,000</b>
16324318	13-312	ヴァンナス剪刀 (スプリングタイプ) 8cm アングル	7,500	<b>6,000</b>
16324324	13-332	Westcote 剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 先鈍 直	4,500	<b>3,600</b>
16324322	13-334	Westcote 剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 先鈍 湾曲	4,500	<b>3,600</b>
16324323	13-336	Westcote 剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 先鋭 直	4,500	<b>3,600</b>
16324321	13-338	Westcote 剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 先鋭 湾曲	4,500	<b>3,600</b>
16324200	13-344	カストロビエホ剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 左曲	5,000	<b>4,000</b>
16324201	13-346	カストロビエホ剪刀 (スプリングタイプ) 11cm 右曲	5,000	<b>4,000</b>
16324203	13-352	カストロビエホ剪刀 (スプリングタイプ) 10cm 先鋭 湾曲	6,000	<b>4,800</b>
16324204	13-354	カストロビエホ剪刀 (スプリングタイプ) 10cm 先鈍 湾曲	6,000	<b>4,800</b>



13-100  
外科剪刀 11.5cm 直片鋭



PRI28-1529A  
外科手術剪刀 14.5cm 直両鈍 /TC



13-181  
アイリス剪刀 9cm 直



13-200  
メツェンバウム型剪刀 14cm 直



PRI13-3736  
マイクロスプリング剪刀 15cm 湾曲



13-308  
ヴァンナス剪刀 (スプリングタイプ) 8cm 直

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16153300	15-330	ピンセット (マイクロアドソソタイプ) 12cm 直 有鉤 1 × 2	2,500	<b>2,000</b>
16153500	15-350	ピンセット (アドソソタイプ) 12cm 直	1,800	<b>1,440</b>
16153510	15-351	ピンセット (マイクロアドソソタイプ) 12cm 直	2,000	<b>1,600</b>
16153520	15-352	ピンセット (マイクロアドソソタイプ) 12cm 湾曲	2,000	<b>1,600</b>
16153530	15-353	ピンセット (ブラウンアドソソタイプ) 12cm 直	2,300	<b>1,840</b>
16153540	15-354	ピンセット (ブラウンアドソソタイプ) 5 穴 12cm 直	2,500	<b>2,000</b>
16153550	15-355	ピンセット (マイクロアドソソタイプ) 5 穴 12cm 直	2,500	<b>2,000</b>
16153560	15-356	ピンセット (ドバイキアードソソタイプ) 12cm 直	4,500	<b>3,600</b>
16311522	PRI28-1522	ピンセット (アドソソタイプ) 12cm 直 /TC*	4,000	<b>3,200</b>



15-330  
ピンセット (マイクロアドソソタイプ)  
12cm 直 有鉤 1 × 2



15-354  
ピンセット (ブラウンアドソソタイプ)  
5 穴 12cm 直

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16154000	15-400	ピンセット 11.5cm No.3 直	1,300	<b>1,040</b>
16154010	15-401	ピンセット 11.5cm No.4 直	1,300	<b>1,040</b>
16154020	15-402	ピンセット 11.5cm No.5 直	1,300	<b>1,040</b>
16154030	15-403	ピンセット 11.5cm No.5 アングル	1,300	<b>1,040</b>
16154040	15-404	ピンセット 11.5cm No.7 湾曲	1,300	<b>1,040</b>
16154050	15-405	ピンセット 11.5cm No.8 直	1,300	<b>1,040</b>
16154060	15-406	ピンセット 11.5cm No.9 アングル	1,300	<b>1,040</b>
16154070	15-407	ピンセット 11.5cm No.6 アングル	1,300	<b>1,040</b>
16154080	15-408	ピンセット 12cm No.GG 直	1,600	<b>1,280</b>
16154140	15-414	ピンセット 7cm No.3 直	1,100	<b>880</b>
16154150	15-415	ピンセット 11.5cm No.3 アングル	1,300	<b>1,040</b>
16154160	15-416	ピンセット 11.5cm No.2 直	1,300	<b>1,040</b>
16154170	15-417	ピンセット 11.5cm アングル	1,300	<b>1,040</b>
16154180	15-418	ピンセット 11.5cm No.5 湾曲	1,300	<b>1,040</b>
16154190	15-419	ピンセット 11.5cm No.3 湾曲	1,300	<b>1,040</b>
16154200	15-420	Sprinter ピンセット 12.5cm	1,600	<b>1,280</b>
16154230	15-423	アイリスピンセット 15.5cm	1,400	<b>1,120</b>



15-400  
ピンセット 11.5cm No.3 直



15-407  
ピンセット 11.5cm No.6 アングル

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16153660	15-366	マイクロピンセット 11.5cm No.3 直	1,700	<b>1,360</b>
16153670	15-367	マイクロピンセット 11.5cm No.4 直	1,700	<b>1,360</b>
16153680	15-368	マイクロピンセット 11.5cm No.5 直	1,700	<b>1,360</b>
16153690	15-369	マイクロピンセット 11.5cm No.5 アングル	1,700	<b>1,360</b>
16153700	15-370	マイクロピンセット 11.5cm No.7 湾曲	1,700	<b>1,360</b>
16153710	15-371	マイクロピンセット 11.5cm No.8 直	1,700	<b>1,360</b>
16153720	15-372	マイクロピンセット 11.5cm No.9 アングル	1,700	<b>1,360</b>
16153730	15-373	マイクロピンセット 11.5cm No.6 アングル	1,700	<b>1,360</b>
16153740	15-374	マイクロピンセット 12.5cm No.GG	2,000	<b>1,600</b>
16153760	15-376	マイクロピンセット Cross 12cm No.29 直	2,000	<b>1,600</b>
16153770	15-377	マイクロピンセット Cross 12cm No.30 アングル	2,000	<b>1,600</b>
16153780	15-378	マイクロピンセット 11.5cm No.8 アングル	2,000	<b>1,600</b>



15-418  
ピンセット 11.5cm No.5 湾曲



15-367  
マイクロピンセット 11.5cm No.4 直

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16171010	17-101	アイリスピンセット (グレフェー) 10cm 直	1,500	<b>1,200</b>
16171020	17-102	アイリスピンセット (グレフェー) 10cm 弱湾曲	1,500	<b>1,200</b>
16171030	17-103	アイリスピンセット (グレフェー) 10cm 湾曲	1,500	<b>1,200</b>
16171040	17-104	アイリスピンセット (スティープン) 10.5cm 直	1,500	<b>1,200</b>
16171050	17-105	アイリスピンセット (スティープン) 10.5cm 弱湾曲	1,500	<b>1,200</b>
16171060	17-106	アイリスピンセット (スティープン) 10.5cm 湾曲	1,500	<b>1,200</b>
16171070	17-107	縫合ピンセット 10cm 直	1,500	<b>1,200</b>
16171080	17-108	縫合ピンセット 10cm 湾曲	1,500	<b>1,200</b>
16153570	15-357	縫合ピンセット Front Cut 14cm	2,000	<b>1,600</b>
16153580	15-358	縫合ピンセット Side Cut 14cm	2,000	<b>1,600</b>



15-371  
マイクロピンセット 11.5cm No.8 直



15-376  
マイクロピンセット Cross 12cm No.29 直

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16171090	17-109	ピンセット (Paufique) 8.5cm 直	1,500	<b>1,200</b>
16171100	17-110	フィールドピンセット (ムーア) 10cm 直	2,000	<b>1,600</b>
16171110	17-111	ピンセット (ペリー) 13cm 直	1,100	<b>880</b>
16171120	17-112	ピンセット (ペリー) 13cm 湾曲	1,100	<b>880</b>
16171121	17-112A	ピンセット (ペリー 450) 13cm アングル	1,200	<b>960</b>
16171150	17-115	ピンセット (ルーツェ) 14cm	1,800	<b>1,440</b>
16171160	17-116	ピンセット (Troeltsch) 12cm	1,500	<b>1,200</b>
16171170	17-117	ピンセット (グレフェー) 7cm 直	1,500	<b>1,200</b>
16171180	17-118	ピンセット (グレフェー) 7cm 湾曲	1,500	<b>1,200</b>
16226520	2265/2	ピンセット (Merism) 16cm	1,200	<b>960</b>



17-101  
アイリスピンセット (グレフェー) 10cm 直



17-111  
ピンセット (ペリー) 13cm 直

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16313374	PRI13-3374	デリケートピンセット (セムケン) 12.5cm 直	1,200	<b>960</b>
16313375	PRI13-3375	デリケートピンセット (セムケン) 15cm 直	1,200	<b>960</b>
16313376	PRI13-3376	デリケートピンセット (セムケン) 12.5cm 曲	1,200	<b>960</b>
16313377	PRI13-3377	デリケートピンセット (セムケン) 15cm 曲	1,200	<b>960</b>
16311509	PRI28-1509	ピンセット (OELHLER) 14cm/TC*	5,500	<b>4,400</b>
16311515	PRI28-1515	ピンセット (ポツツミス) 15cm/TC*	7,000	<b>5,600</b>
16313359	PRI13-3359	ピンセット (OELHLER) 14cm	1,500	<b>1,200</b>
16313365	PRI13-3365	ピンセット (ポツツミス) 15cm	1,700	<b>1,360</b>

\* TC : タングステンカーバイド

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16181660	18-166	ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 直	2,500	<b>2,000</b>
16181670	18-167	ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 湾曲	2,500	<b>2,000</b>
16181680	18-168	ケリー止血鉗子 14cm 直	2,500	<b>2,000</b>
16181690	18-169	ケリー止血鉗子 14cm 湾曲	2,500	<b>2,000</b>
16181730	18-173	バックハウスタオル鉗子 9cm	1,000	<b>800</b>
16181740	18-174	バックハウスタオル鉗子 11cm	1,300	<b>1,040</b>
16181750	18-175	バックハウスタオル鉗子 13cm	1,400	<b>1,120</b>

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16182010	18-201	メーヨーヘガール持針器 14cm	1,600	<b>1,280</b>
16182020	18-202	メーヨーヘガール持針器 16cm	2,000	<b>1,600</b>
16335009	PRI22-5009	ハルセイ持針器 13cm/TC*	5,000	<b>4,000</b>
16335154	PRI24-5154	カストロピエホ持針器 9cm ロック付	4,000	<b>3,200</b>
16335061	PRI24-5061	カストロピエホ持針器 14cm ロック付 /TC* 直	7,000	<b>5,600</b>
16335062	PRI24-5062	カストロピエホ持針器 14cm ロック付 /TC* 曲	7,000	<b>5,600</b>
16335111	PRI24-5111	マッチュー持針器 14cm	2,000	<b>1,600</b>
16331584	PRI28-1584	マッチュー持針器 14cm/TC*	6,000	<b>4,800</b>
16196540	19-654	アルム開創器 7cm	6,000	<b>4,800</b>
16196580	19-658	アルム開創器 10cm	6,000	<b>4,800</b>
16214240	21-424	ウエイトライナー開創器 13cm 鈍	12,000	<b>9,600</b>
16214260	21-426	ウエイトライナー開創器 16.5cm 鈍	14,000	<b>11,200</b>
16342589	PRI13-2589	開創器 8cm 鈍	2,500	<b>2,000</b>
16342590	PRI13-2590	BUCKLEY 開創器 6cm	6,000	<b>4,800</b>
16342778	PRI13-2778	開創器 16cm 鈍	2,000	<b>1,600</b>
16342841	PRI13-2841	セム - ミラー開創器 16cm	2,000	<b>1,600</b>

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16137000	13-700	フリーデマン骨鉗子 / 細型 15cm	7,500	<b>6,000</b>
16137020	13-702	フリーデマンミニ骨鉗子 / 細型 12cm	6,500	<b>5,200</b>
16137030	13-703	フリーデマン骨鉗子 14cm	7,000	<b>5,600</b>
16350842	PRI03-842	リウエル骨鉗子 15cm	7,000	<b>5,600</b>
16137430	13-743	リントン骨剪刀 直 14cm	5,500	<b>4,400</b>
16137470	13-747	リントン骨剪刀 曲 14cm	5,500	<b>4,400</b>

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16181440	18-144	ジェッフエンバッハクレンメ 3.5cm 直	3,000	<b>2,400</b>
16181460	18-146	ジェッフエンバッハクレンメ 3.5cm 湾曲	3,000	<b>2,400</b>

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16191950	19-195	目付消息子 13cm	500	<b>400</b>
16192110	19-211	ニードル 13cm	900	<b>720</b>
16192560	19-256	ジリースフック 18cm	1,400	<b>1,120</b>
16351625	PRI06-1625	キルナーフック 15cm	1,700	<b>1,360</b>
16353232	PRI13-3232	Kronecker フック 13cm	2,000	<b>1,600</b>
16354328	PRI17-4328	カストロピエホ鉤 先端部 0.5mm	2,000	<b>1,600</b>

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16280058	80-058	ネイルカッター 11.5cm	3,000	<b>2,400</b>
16280060	80-060	キューティクルニッパー 10cm 先端 6mm	2,500	<b>2,000</b>
16351641	PRI28-1641	ワイヤーカッター 18cm-1.7mm / TC*	13,000	<b>10,400</b>
16354951	PRI22-4951	ブント鉗子ホルダー 12cm	800	<b>640</b>



PRI13-3376  
デリケートピンセット (セムケン) 12.5cm 曲



18-166  
ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 直



PRI22-5009  
ハルセイ持針器 13cm/TC



21-424  
ウエイトライナー開創器 13cm 鈍



13-703  
フリーデマン骨鉗子 14cm



18-144  
ジェッフエンバッハクレンメ 3.5cm 直



80-060  
キューティクルニッパー 10cm 先端 6mm

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16430010	1403001	ヴァンナス剪刀 82mm 直	20,000	<b>16,000</b>
16430020	1403002	ヴァンナス剪刀 82mm 湾曲	20,000	<b>16,000</b>
16430070	1403007	ヴァンナス剪刀 82mm アングル	23,000	<b>18,400</b>
16430320	1403032	アイリススプリング剪刀 90mm 先鋭 直	17,000	<b>13,600</b>
16430330	1403033	アイリススプリング剪刀 90mm 先鋭 湾曲	17,000	<b>13,600</b>
16430620	1403062	アイリス剪刀 110mm 直	18,000	<b>14,400</b>
16430640	1403064	アイリス剪刀 110mm 湾曲	18,000	<b>14,400</b>
16430750	1403075	カストロピエホ剪刀 105mm 先鈍 湾曲	22,000	<b>17,600</b>
16430760	1403076	カストロピエホ剪刀 105mm 先鈍 直	22,000	<b>17,600</b>



1403062  
アイリス剪刀 110mm 直

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16410120	1401012W	縫合ピンセット 85mm 直	17,000	<b>13,600</b>
16410150	1401015W	マクファーソン縫合ピンセット 85mm アングル	19,000	<b>15,200</b>
16410220	1401022W	縫合ピンセット 115mm 直	19,000	<b>15,200</b>
16410240	1401024W	マクファーソン縫合ピンセット 115mm アングル	19,000	<b>15,200</b>
16411120	1401112W	ピンセット 85mm 直 有鉤 1 × 2 先端 0.1mm	17,000	<b>13,600</b>
16411130	1401113W	コリブリピンセット 85mm 有鉤 1 × 2 先端 0.12mm	18,000	<b>14,400</b>
16411170	1401117W	コリブリ結膜ピンセット 85mm 有鉤 1 × 2 先端 0.12mm	21,000	<b>16,800</b>
16411220	1401122W	ピンセット 115mm 直 有鉤 1 × 2 先端 0.1mm	20,000	<b>16,000</b>
16411530	1401153W	コリブリピンセット 85mm 有鉤 1 × 2 先端 0.12mm	20,000	<b>16,000</b>
16412610	1401261W	ケルマン - マクファーソンピンセット 85mm 先端 45°	18,000	<b>14,400</b>
16412710	1401271W	ケルマン - マクファーソンピンセット 115mm 先端 45°	19,000	<b>15,200</b>
16414210	1401421	ピンセット #5 110mm 先端 0.1 × 0.06mm	6,000	<b>4,800</b>
16414230	1401423	ピンセット #5 110mm 先端 0.05 × 0.01mm 45°	6,000	<b>4,800</b>
16414240	1401424	ピンセット #7 110mm 先端 0.07 × 0.03mm	7,500	<b>6,000</b>



1401022W  
縫合ピンセット 115mm 直



1401153W  
コリブリピンセット 85mm 有鉤 1 × 2 先端 0.12mm



1401424  
ピンセット #7 110mm 先端 0.07 × 0.03mm

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16441080	1404108	Jaffe-Knolle アイリスフック アングル	14,000	<b>11,200</b>
16441110	1404111	Lewicky lens Manipulating フック アングル	14,000	<b>11,200</b>
16450010	1405001	開創器 52mm	3,000	<b>2,400</b>



1404111  
Lewicky lens Manipulating フック アングル

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16420160	1402016W	持針器 115mm 先端 11mm 湾曲 ロック付	22,000	<b>17,600</b>
16421060	1402106W	パラケー持針器 115mm 先端 9mm 湾曲 ロック付	22,000	<b>17,600</b>
16422320	1402232W	トラウトマン持針器 115mm 先端 10mm 湾曲 ロック付	23,000	<b>18,400</b>



1402016W  
持針器 115mm 先端 11mm 湾曲 ロック付

## 新商品! 左手用外科剪刀



15-114L  
左手用外科剪刀 14.5cm 直 片鋭



15-174L  
左手用外科剪刀 14.5cm 直 両鋭



15-214L  
左手用外科剪刀 14.5cm 曲 片鋭



15-274L  
左手用外科剪刀 14.5cm 曲 両鋭

商品コード	型式	品名	定価 (円)	特別価格 (円)
16151141	15-114L	左手用外科剪刀 14.5cm 直 片鋭	2,500	<b>2,000</b>
16151741	15-174L	左手用外科剪刀 14.5cm 直 両鋭	2,500	<b>2,000</b>
16152141	15-214L	左手用外科剪刀 14.5cm 曲 片鋭	2,500	<b>2,000</b>
16152741	15-274L	左手用外科剪刀 14.5cm 曲 両鋭	2,500	<b>2,000</b>

実験用手術器具関連商品

20% OFF 送料 無料 通常納期 2~3日 宅配便 発送

キャンペーン価格のため、設置・取説費用は含んでおりません

余剰ガス吸着フィルター

世界中の研究施設で広く使用されている活性炭を使用した麻酔ガス吸着フィルターです。イソフルラン、セボフルラン、エンフルラン麻酔ガスを 50g 吸着します。

使用方法

フィルターの重量が 300g を超えたら、交換をしてください。使用する前に、フィルターの重量を測定してください。

使用の限度の目安


12 時間 (イソフルラン、2% 濃度、0.5L/m)

サイズ

径 76mm、高さ 143mm (突起部を除く)



余剰ガス吸着フィルター 6本1セットで販売



チューブコネクター 1個付属



余剰ガス回収装置接続例

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
22301000	ACFC-S	余剰ガス吸着フィルター 6本	13,000	10,400

## 実験用手術器具関連商品

20% OFF 送料 無料 通常納期 2~3日 クリックポスト 発送

キャンペーン価格のため、設置・取説費用は含んでおりません

### ラット用ジャケット

ラットジャケットは慢性的に静脈内薬液投与する際に、インフュージョンシーベルとスプリングワイヤー、スキンボタンとの組み合わせで使うと有効です。



S (体重 150 ~ 250g)



M (体重 250 ~ 350g)



L (体重 350 ~ 500g)



XL (体重 500g ~)



ラットジャケット XL (体重 500g ~) 装着例



ラットジャケット S (体重 150 ~ 250g) 装着例

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
14101000	RJ00	ラットジャケット XS (体重 100 ~ 150g)	4,000	<b>3,200</b>
14101010	RJ01	ラットジャケット S (体重 150 ~ 250g)	4,000	<b>3,200</b>
14101020	RJ02	ラットジャケット M (体重 250 ~ 350g)	4,000	<b>3,200</b>
14101030	RJ03	ラットジャケット L (体重 350 ~ 500g)	4,000	<b>3,200</b>
14101040	RJ04	ラットジャケット XL (体重 500g ~)	4,000	<b>3,200</b>

### マウス用ジャケット



S (体重 ~ 25g)



M (体重 25 ~ 30g)



L (体重 30g ~)

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
14101110	MJ01	マウスジャケット S (体重 ~ 25g)	3,000	<b>2,400</b>
14101120	MJ02	マウスジャケット M (体重 25 ~ 30g)	3,000	<b>2,400</b>
14101130	MJ03	マウスジャケット L (体重 30g ~)	3,000	<b>2,400</b>

# KD Scientific シリンジポンプ

25% OFF 送料 無料 発送目安 3週間 宅配便 発送

キャンペーン価格のため、設置・取説費用は含んでおりません

定評のあるKDS社のシリンジポンプを特別価格で提供します。



**Legato 100 1 本架シリンジポンプ**  
 • 注入専用シングルシリンジポンプ



**Legato 101 2 本架シリンジポンプ**  
 • 注入専用デュアルシリンジポンプ



**Legato 110 1 本架プル付きシリンジポンプ**  
 • 注入 / 吸引対応シングルシリンジポンプ



**Legato 111 2 本架プル付きシリンジポンプ**  
 • 注入 / 吸引対応デュアルシリンジポンプ



**Legato 130 1 本架プル付きナノリッターポンプ**  
 • 注入 / 吸引対応シングルシリンジポンプ  
 • ポンプ駆動部が遠隔独立式



**Legato 185 1 本架プル付きピコポンプ**  
**Legato 180 2 本架プル付きピコポンプ**  
 • 注入 / 吸引対応シングルシリンジポンプ  
 • ポンプ駆動部が遠隔独立式



**Legato 200 2 本架シリンジポンプ**  
 • 注入専用デュアルシリンジポンプ




**Legato 210 2 本架プル付きシリンジポンプ**  
**Legato 210P プログラム式2本架プル付きシリンジポンプ**  
 • 注入 / 吸引対応デュアルシリンジポンプ  
 • 210P はプログラム可能モデル



**Legato 270 プッシュプルシリンジポンプ**  
**Legato 270P プログラム式プッシュプルシリンジポンプ**  
 • プッシュモードでサイクル駆動が可能  
 • 流速、流量で制御可能  
 • 270P はプログラム可能モデル



**Gemini 88 Plus デュアルレートシリンジポンプ**  
 • サイズの違うシリンジをシンク口または独立して制御  
 • 一方を注入、もう一方を吸引も可能  
 • バルブボックス併用で、連続薬液注入が可能  
 • 使用シリンジ 0.5 µl ~ 60ml



**Legato110 DRS**  
**Legato デュアルレートシステム**  
 • 2つの異なるレートで注入させるポンプシステム  
 • Legato110を2台と接続ケーブルで構成されています



**KDS410 高圧シリンジポンプ**  
**KDS410P プログラム式高圧シリンジポンプ**  
 • 200シリーズの倍の負荷圧に対応  
 • 高粘性液に最適  
 • ディスペンス、吸引の2モード



**KDS 100 1本架シリンジポンプ**

- 使用シリンジ 10μl ~ 60ml
- 幅広い流速設定 ~ 519ml/hr



**KDS 101 微量用2本架シリンジポンプ**

- 微量用のナノリッターポンプです
- 10μl ~ 10ml x 2本、10μl ~ 60ml x 1本架です
- 最小流速 0.001μl/min (10μl シリンジ使用)



**KDS 200 2本架シリンジポンプ**

- 使用シリンジ 10μl ~ 140ml x 1/2本架
- 最小流速 1nl/hr (10μl シリンジ使用)



**KDS 210 2本架プル付きシリンジポンプ**

- 注入及びプルの両モードで使用可能
- 2本架 10μl ~ 140ml シリンジ
- 注入からプル、プルから注入などのマルチモードで連続運転が可能



**KDS 220 マルチシリンジポンプ**

- 最大10本架のホルダーを使用
- 1 ~ 10本架 : 10μl ~ 10ml シリンジ
- 1 ~ 6本架 : 20 ~ 60ml シリンジ
- 1 ~ 4本架 : 100 ~ 140ml シリンジ



**KDS 230 プル付きマルチシリンジポンプ**

- 最大10本架のホルダーを使用220型と同じシリンジ構成でセット可能
- 注入からプル、プルから注入などのマルチモードで連続運転が可能



**KDS 250 4本架シリンジポンプ**

- 異なるシリンジが同時に使用可能
- 4本架 : 10μl ~ 10ml シリンジ
- 各シリンジを個別にセット



**KDS 120 1本+1本架プッシュプルシリンジポンプ**  
**KDS 260 2本+2本架プッシュプルシリンジポンプ**

- 同時に同じ流速で注入と吸引ができます。
- 120型 注入と吸引用シリンジ各1本使用
- 260型 注入と吸引用シリンジ各2本使用
- プッシュプルモードでは反復駆動は不可



**KDS 310 ナノシリンジポンプ**

- マイクロシリンジポンプ専用
- 0.5μl ~ 250μl のシリンジに対応
- 最小流速 1.456μl/min (100μl シリンジ使用)
- ポンプ駆動部が遠隔独立式



**KDS 270 2本+2本架プッシュプルシリンジポンプ**

- プッシュプルモードでサイクル駆動が可能
- 注入と吸引用シリンジ各2本使用
- 設定容量に達すると自動的にリセットされ次のサイクルを開始
- 三方バルブを使い空シリンジへ輸液を充填し連続注入が可能
- 使用シリンジ 10μl ~ 60ml
- 30ml シリンジまでが全容量使用が可能

簡単です ... 3ステップで操作できます！

- ①使用するシリンジをディスプレイで選択
- ②注入容量を設定
- ③流速を設定し“Start”ボタンを押す

200シリーズはフットスイッチ、RS232によるPC制御、ポンプの連結使用が可能です。



## キャンペーン対象商品一覧

本チラシの表示価格は消費税抜き価格です

型式	品名	通常価格(円)	キャンペーン価格(円)
Legato 100	Legato 1 本架シリンジポンプ	309,000	<b>231,750</b>
Legato 101	Legato 2 本架シリンジポンプ	371,000	<b>278,250</b>
Legato 110	Legato 1 本架プル付シリンジポンプ	404,000	<b>303,000</b>
Legato 111	Legato 2 本架プル付シリンジポンプ	408,000	<b>306,000</b>
Legato 130	Legato 1 本架プル付ナノリッターシリンジポンプ	482,000	<b>361,500</b>
Legato 185	Legato 1 本架プル付ピコポンプ	436,000	<b>327,000</b>
Legato 180	Legato 2 本架プル付ピコポンプ	436,000	<b>327,000</b>
Legato 200	Legato 2 本架シリンジポンプ	492,000	<b>369,000</b>
Legato 210	Legato 2 本架プル付シリンジポンプ	620,000	<b>465,000</b>
Legato 210P	Legato プログラム式 2 本架プル付シリンジポンプ	657,000	<b>492,750</b>
Legato 270	Legato プッシュプルシリンジポンプ	698,000	<b>523,500</b>
Legato 270P	Legato プログラム式プッシュプルシリンジポンプ	736,000	<b>552,000</b>
Gemini 88 Plus	デュアルレートシリンジポンプ	860,000	<b>645,000</b>
Legato110 DRS	Legato デュアルレートシステム	809,000	<b>606,750</b>
KDS 410	高圧シリンジポンプ	628,000	<b>471,000</b>
KDS 410P	プログラム式高圧シリンジポンプ	668,000	<b>501,000</b>
KDS 100	1 本架シリンジポンプ	228,000	<b>171,000</b>
KDS 101	微量用 2 本架シリンジポンプ	292,000	<b>219,000</b>
KDS 120	1 本+ 1 本架プッシュプルシリンジポンプ	407,000	<b>305,250</b>
KDS 200	2 本架シリンジポンプ	418,000	<b>313,500</b>
KDS 210	2 本架プル付シリンジポンプ	495,000	<b>371,250</b>
KDS 220	マルチシリンジポンプ	496,000	<b>372,000</b>
KDS 230	プル付マルチシリンジポンプ	553,000	<b>414,750</b>
KDS 250	4 本架シリンジポンプ	554,000	<b>415,500</b>
KDS 260	2 本+ 2 本架プッシュプルシリンジポンプ	683,000	<b>512,250</b>
KDS 270	2 本+ 2 本架プッシュプルシリンジポンプ	648,000	<b>486,000</b>
KDS 310 PLUS	ナノシリンジポンプ	430,000	<b>322,500</b>
KDS 310 PLUS with footswitch interface	ナノシリンジポンプ、フットスイッチインターフェース付き	509,000	<b>381,750</b>
KDS 200P	プログラム式 2 本架シリンジポンプ	554,000	<b>415,500</b>
KDS 210P	プログラム式 2 本架プル付シリンジポンプ	634,000	<b>475,500</b>
KDS 220P	プログラム式マルチシリンジポンプ	634,000	<b>475,500</b>
KDS 230P	プログラム式プル付マルチシリンジポンプ	729,000	<b>546,750</b>
KDS 250P	プログラム式 4 本架シリンジポンプ	741,000	<b>555,750</b>
KDS 260P	プログラム式 2 本+ 2 本架プッシュプルシリンジポンプ	830,000	<b>622,500</b>
KDS 270P	プログラム式 2 本+ 2 本架プッシュプルシリンジポンプ	796,000	<b>597,000</b>

- キャンペーン価格のため、設置・取説費用は含んでおりません
- 在庫がない場合、納期に時間をいただくことがあります

## ポンプの仕様

動作タイプ	マニピュレータ接続	サイクル駆動	シリンジ本数	流速	シリンジ体積	モデル	本体サイズ W×D×H (mm)
注入	×	×	1	0.00128 nl/min ~ 88.28 ml/min	0.5 μl ~ 60 ml	Legato100	226 x 190.5 x 150
				1.67 nl/min ~ 7.1 ml/min	10 μl ~ 60 ml	KDS100	230 x 150 x 120
			1 ~ 2	0.00128 nl/min ~ 25.99 ml/min	0.5 μl ~ 10 ml	Legato101	226 x 190.5 x 150
				0.005 nl/min ~ 220.97 ml/min	0.5 μl ~ 140 ml	Legato200	279.4 x 254 x 88.9
				0.0167 nl/min ~ 147.07 ml/min	10 μl ~ 140 ml	KDS200 KDS200P	280 x 230 x 150
				1.00 nl/min ~ 1.175 ml/min (1本) 1.00 nl/min ~ 0.351 ml/min (2本)	10 μl ~ 60 ml (1本) 10 μl ~ 10 ml (2本)	KDS101	230 x 150 x 120
			1 ~ 4	0.0167 nl/min ~ 21.17 ml/min	10 μl ~ 10 ml (異なるサイズ可)	KDS250 KDS250P	280 x 230 x 150
				79.4 nl/min ~ 147.07 ml/min	100 ml ~ 140 ml	KDS220 KDS220P	280 x 230 x 140
			1 ~ 6	23.6 nl/min ~ 70.57 ml/min	20 ml ~ 60 ml		
1 ~ 10	0.0167 nl/min ~ 21.17 ml/min	10 μl ~ 10 ml					
注入/ 吸引	○	×	1	0.00366 nl/min ~ 3.818 ml/min	0.5 μl ~ 1000 μl	Legato130	226 x 177.8 x 93.2
				1.00 nl/min ~ 0.3637 ml/min	0.5 μl ~ 250 μl	KDS310 PLUS	230 x 152 x 76 (コントローラ) 178 x 44 x 51 (インジェクター)
	×		1 ~ 2	0.00128 nl/min ~ 88.28 ml/min	0.5 μl ~ 60 ml	Legato110	226 x 190.5 x 150
				0.00058 nl/min ~ 11.70 ml/min	0.5 μl ~ 10 ml	Legato185 Legato180	226 x 190.5 x 150
			1 ~ 2	0.00128 nl/min ~ 25.99 ml/min	0.5 μl ~ 10 ml	Legato111	226 x 190.5 x 150
				0.005 nl/min ~ 215.813 ml/min	0.5 μl ~ 140 ml	Legato210 Legato210P	279.4 x 254 x 88.9
				0.0167 nl/min ~ 147.07 ml/min	10 μl ~ 140 ml	KDS210 KDS210P	280 x 230 x 140
			1 ~ 4	79.4 nl/min ~ 147.07 ml/min	100 ml ~ 140 ml	KDS230 KDS230P	280 x 230 x 140
			1 ~ 6	23.6 nl/min ~ 70.57 ml/min	20 ml ~ 60 ml		
			1 ~ 10	0.0167 nl/min ~ 21.17 ml/min	10 μl ~ 10 ml		
プッシュ/ プル	×	×	1 ~ 2	1.67 nl/min ~ 7.1 ml/min	10 μl ~ 10 ml	KDS120	230 x 150 x 140
		○	1 ~ 4	0.005 nl/min ~ 220.97 ml/min	0.5 μl ~ 140 ml	Legato270 Legato270P	279.4 x 254 x 88.9
		×		0.0167 nl/min ~ 70.57 ml/min	10 μl ~ 60 ml	KDS260 KDS260P	280 x 230 x 140
		○		0.0167 nl/min ~ 70.57 ml/min	10 μl ~ 60 ml	KDS270 KDS270P	280 x 230 x 140
高圧	×	×	1	0.0167 nl/min ~ 70.57 ml/min	10 μl ~ 140 ml	KDS410 KDS410P	280 x 240 x 150
デュアル	×	×	2	0.00102 nl/min ~ 106 ml/min	0.5 ul ~ 60 ml	Gemini 88 Plus	280 x 390 x 210
	×	×	2	0.00128 nl/min ~ 88.28 ml/min	0.5 ul ~ 60 ml	Legato110 DRS	1台 226 x 190.5 x 150

●比較のため、流速は“nl/min ~ ml/min”に統一しています。●“シリンジ本数”カテゴリ以降の並び順は、上から順に“流速が低いもの→流速が高いもの”となっています。  
●掲載している価格には消費税が含まれておりません。●改良のため、型式、価格、使用などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



## バイオリサーチセンター株式会社

本社：〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目 28-24 (東和高岳ビル4F)  
東京：〒101-0032 東京都千代田区岩本町一丁目 7-1 (瀬木ビル2F)  
大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島六丁目 8-8 (花原第8ビル)  
福岡：〒813-6591 福岡市東区多の津一丁目 14-1 (FRCビル6F)  
仙台：〒983-0023 仙台市宮城野区福田町3-6-18 (あさのコーポ104号)

[www.brck.co.jp](http://www.brck.co.jp)

[sales@brck.co.jp](mailto:sales@brck.co.jp)

TEL (052) 932-6421  
TEL (03) 3861-7021  
TEL (06) 6305-2130  
TEL (092) 626-7211  
TEL (022) 786-1411

FAX (052) 932-6755  
FAX (03) 3861-7022  
FAX (06) 6305-2132  
FAX (092) 626-7315  
FAX (022) 786-1412