

実験用器具 お買い得 キャンペーン!

今が買い時!

期間限定 特別価格

今だけ

Yahoo!ショッピング内
バイオリサーチセンター
ストアにスマホでアクセス!



キャンペーン期間

2021年**11月15日**~2022年**3月31日**

実験用手術器具

20%OFF

送料無料

通常納期 3~5日程度

※クリックポストで発送



1.商品を選ぶ



このチラシのキャンペーン対象商品から欲しい商品をお選びください。

実験用手術器具関連商品

20%OFF

送料無料



2.ご注文



バイオリサーチセンター(株)や取扱代理店に、希望商品をご注文ください。

Yahoo!ショッピング内のオンラインストアでもご購入いただけます。Tポイントが貯まる!使える!お得なチャンスです。

 **052-932-6421**

 <http://store.shopping.yahoo.co.jp/brck/>

3.発送



メーカーの商品欠品等により、通常よりお時間がかかる場合がございます。

予めご了承ください。

※キャンペーン価格のため設置・取説費用は含んでいません
※在庫がなくなり次第終了とさせていただきます
※納期はお問い合わせください
※商品のデザインは予告なく変更する場合があります

実験用手術器具

20%
OFF

送料
無料

通常納期
3~5日

クリック
ポスト
発送

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16323591	13-100	外科剪刀 11.5cm 直 片鋭	1,200	960
16323592	13-102	外科剪刀 13cm 直 片鋭	1,400	1,120
16323593	13-104	外科剪刀 14.5cm 直 片鋭	1,600	1,280
16323594	13-106	外科剪刀 16.5cm 直 片鋭	2,000	1,600
16323579	13-110	外科剪刀 11.5cm 湾曲 片鋭	1,200	960
16323580	13-112	外科剪刀 13cm 湾曲 片鋭	1,400	1,120
16323581	13-114	外科剪刀 14.5cm 湾曲 片鋭	1,600	1,280
16323582	13-116	外科剪刀 16.5cm 湾曲 片鋭	2,000	1,600
16323595	13-120	外科剪刀 11.5cm 直 両鋭	1,200	960
16323596	13-122	外科剪刀 13cm 直 両鋭	1,400	1,120
16323597	13-124	外科剪刀 14.5cm 直 両鋭	1,600	1,280
16323598	13-126	外科剪刀 16.5cm 直 両鋭	2,000	1,600
16323583	13-130	外科剪刀 11.5cm 湾曲 両鋭	1,200	960
16323584	13-132	外科剪刀 13cm 湾曲 両鋭	1,400	1,120
16323585	13-134	外科剪刀 14.5cm 湾曲 両鋭	1,600	1,280
16323586	13-136	外科剪刀 16.5cm 湾曲 両鋭	2,000	1,600
16323600	13-142	外科剪刀 13cm 直 両鈍	1,400	1,120
16323601	13-144	外科剪刀 14cm 直 両鈍	1,600	1,280

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16321525	PRI28-1525A	外科手術剪刀 14.5cm 直 両鋭/TC*	4,500	3,600
16321526	PRI28-1526A	外科手術剪刀 14.5cm 湾曲 両鋭/TC*	4,500	3,600
16321527	PRI28-1527A	外科手術剪刀 14.5cm 直 片鋭/TC*	4,500	3,600
16321528	PRI28-1528A	外科手術剪刀 14.5cm 湾曲 片鋭/TC*	4,500	3,600
16321529	PRI28-1529A	外科手術剪刀 14.5cm 直 両鈍/TC*	4,500	3,600
16321530	PRI28-1530A	外科手術剪刀 14.5cm 湾曲 両鈍/TC*	4,500	3,600

* TC: タングステンカーバイド

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16323726	13-181	アイリス剪刀 9cm 直	1,500	1,200
16323728	13-182	アイリス剪刀 9cm 湾曲	1,500	1,200
16323727	13-183	アイリス剪刀 10.5cm 直	1,800	1,440
16323729	13-184	アイリス剪刀 10.5cm 湾曲	1,800	1,440
16328200	13-290	アイリス剪刀 玉付 11.5cm 直	1,500	1,200
16321532	PRI28-1526	アイリス剪刀 11.5cm 湾曲/TC*	4,000	3,200
16321531	PRI28-1527	アイリス剪刀 11.5cm 直/TC*	4,000	3,200

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16323651	13-200	メッツェンバウム型剪刀 14cm 直	1,600	1,280
16323621	13-202	メッツェンバウム型剪刀 18cm 直	2,300	1,840
16323622	13-204	メッツェンバウム型剪刀 20cm 直	3,000	2,400
16323623	13-206	メッツェンバウム型剪刀 23cm 直	3,300	2,640
16323625	13-210	メッツェンバウム型剪刀 28cm 直	4,300	3,440
16323654	13-218	メッツェンバウム型剪刀 14cm 湾曲	1,600	1,280
16323636	13-220	メッツェンバウム型剪刀 18cm 湾曲	2,300	1,840
16323637	13-222	メッツェンバウム型剪刀 20cm 湾曲	3,000	2,400
16323638	13-224	メッツェンバウム型剪刀 23cm 湾曲	3,300	2,640
16323640	13-230	メッツェンバウム型剪刀 28cm 湾曲	4,300	3,440
16323735	PRI13-3735	マイクロスプリング剪刀 14cm	4,000	3,200
16323736	PRI13-3736	マイクロスプリング剪刀 15cm 湾曲	4,000	3,200
16323746	PRI13-3746	マイクロスプリング剪刀 12cm	3,000	2,400

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16324320	13-308	ヴァンナス剪刀(スプリングタイプ) 8cm 直	7,500	6,000
16324319	13-310	ヴァンナス剪刀(スプリングタイプ) 8cm 湾曲	7,500	6,000
16324318	13-312	ヴァンナス剪刀(スプリングタイプ) 8cm アングル	7,500	6,000
16324324	13-332	Westcote剪刀(スプリングタイプ) 11cm 先鈍 直	4,500	3,600
16324322	13-334	Westcote剪刀(スプリングタイプ) 11cm 先鈍 湾曲	4,500	3,600
16324323	13-336	Westcote剪刀(スプリングタイプ) 11cm 先鋭 直	4,500	3,600
16324321	13-338	Westcote剪刀(スプリングタイプ) 11cm 先鋭 湾曲	4,500	3,600
16324200	13-344	カストロビエホ剪刀(スプリングタイプ) 11cm 左曲	5,000	4,000
16324201	13-346	カストロビエホ剪刀(スプリングタイプ) 11cm 右曲	5,000	4,000
16324203	13-352	カストロビエホ剪刀(スプリングタイプ) 10cm 先鋭 湾曲	6,000	4,800
16324204	13-354	カストロビエホ剪刀(スプリングタイプ) 10cm 先鈍 湾曲	6,000	4,800



13-100
外科剪刀 11.5cm 直 片鋭



PRI28-1529A
外科手術剪刀 14.5cm 直 両鈍/TC



13-181
アイリス剪刀 9cm 直



13-200
メッツェンバウム型剪刀 14cm 直



PRI13-3736
マイクロスプリング剪刀 15cm 湾曲



13-308
ヴァンナス剪刀(スプリングタイプ) 8cm 直

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16153300	15-330	ピンセット(マイクロアドソンタイプ) 12cm 直 有鉤1×2	2,500	2,000
16153500	15-350	ピンセット(アドソンタイプ) 12cm 直	1,800	1,440
16153510	15-351	ピンセット(マイクロアドソンタイプ) 12cm 直	2,000	1,600
16153520	15-352	ピンセット(マイクロアドソンタイプ) 12cm 湾曲	2,000	1,600
16153530	15-353	ピンセット (ブラウンアドソンタイプ) 12cm 直	2,300	1,840
16153540	15-354	ピンセット(ブラウンアドソンタイプ) 5穴 12cm 直	2,500	2,000
16153550	15-355	ピンセット(マイクロアドソンタイプ) 5穴 12cm 直	2,500	2,000
16153560	15-356	ピンセット (ドベイキードソンタイプ) 12cm 直	4,500	3,600
16311522	PRI28-1522	ピンセット (アドソンタイプ) 12cm 直/TC*	4,000	3,200



15-330
ピンセット(マイクロアドソンタイプ)
12cm 直 有鉤1×2



15-354
ピンセット(ブラウンアドソンタイプ)
5 穴 12cm 直

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16154000	15-400	ピンセット 11.5cm No.3 直	1,300	1,040
16154010	15-401	ピンセット 11.5cm No.4 直	1,300	1,040
16154020	15-402	ピンセット 11.5cm No.5 直	1,300	1,040
16154030	15-403	ピンセット 11.5cm No.5 アングル	1,300	1,040
16154040	15-404	ピンセット 11.5cm No.7 湾曲	1,300	1,040
16154050	15-405	ピンセット 11.5cm No.8 直	1,300	1,040
16154060	15-406	ピンセット 11.5cm No.9 アングル	1,300	1,040
16154070	15-407	ピンセット 11.5cm No.6 アングル	1,300	1,040
16154080	15-408	ピンセット 12cm No.GG 直	1,600	1,280
16154140	15-414	ピンセット 7cm No.3 直	1,100	880
16154150	15-415	ピンセット 11.5cm No.3 アングル.	1,300	1,040
16154160	15-416	ピンセット 11.5cm No.2 直	1,300	1,040
16154170	15-417	ピンセット 11.5cm アングル	1,300	1,040
16154180	15-418	ピンセット 11.5cm No.5 湾曲	1,300	1,040
16154190	15-419	ピンセット 11.5cm No.3 湾曲	1,300	1,040
16154200	15-420	Sprinterピンセット 12.5cm	1,600	1,280
16154230	15-423	アイリスピンセット 15.5cm	1,400	1,120



15-400
ピンセット 11.5cm No.3 直



15-407
ピンセット 11.5cm No.6 アングル

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16153660	15-366	マイクロピンセット 11.5cm No.3 直	1,700	1,360
16153670	15-367	マイクロピンセット 11.5cm No.4 直	1,700	1,360
16153680	15-368	マイクロピンセット 11.5cm No.5 直	1,700	1,360
16153690	15-369	マイクロピンセット 11.5cm No.5 アングル	1,700	1,360
16153700	15-370	マイクロピンセット 11.5cm No.7 湾曲	1,700	1,360
16153710	15-371	マイクロピンセット 11.5cm No.8 直	1,700	1,360
16153720	15-372	マイクロピンセット 11.5cm No.9 アングル	1,700	1,360
16153730	15-373	マイクロピンセット 11.5cm No.6 アングル	1,700	1,360
16153740	15-374	マイクロピンセット 12.5cm No.GG	2,000	1,600
16153760	15-376	マイクロピンセット Cross 12cm No.29 直	2,000	1,600
16153770	15-377	マイクロピンセット Cross 12cm No.30 アングル	2,000	1,600
16153780	15-378	マイクロピンセット 11.5cm No.8 アングル	2,000	1,600



15-418
ピンセット 11.5cm No.5 湾曲



15-367
マイクロピンセット 11.5cm No.4 直

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16171010	17-101	アイリスピンセット(グレフェー) 10cm 直	1,500	1,200
16171020	17-102	アイリスピンセット(グレフェー) 10cm 弱湾曲	1,500	1,200
16171030	17-103	アイリスピンセット(グレフェー) 10cm 湾曲	1,500	1,200
16171040	17-104	アイリスピンセット(スティープン) 10.5cm 直	1,500	1,200
16171050	17-105	アイリスピンセット(スティープン) 10.5cm 弱湾曲	1,500	1,200
16171060	17-106	アイリスピンセット(スティープン) 10.5cm 湾曲	1,500	1,200
16171070	17-107	縫合ピンセット 10cm 直	1,500	1,200
16171080	17-108	縫合ピンセット 10cm 湾曲	1,500	1,200
16153570	15-357	縫合ピンセット Front Cut 14cm	2,000	1,600
16153580	15-358	縫合ピンセット Side Cut 14cm	2,000	1,600



15-371
マイクロピンセット 11.5cm No.8 直



15-376
マイクロピンセット Cross 12cm No.29 直

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16171090	17-109	ピンセット (Paufigue) 8.5cm 直	1,500	1,200
16171100	17-110	フィールドピンセット (ムーア) 10cm 直	2,000	1,600
16171110	17-111	ピンセット (ペリー) 13cm 直	1,100	880
16171120	17-112	ピンセット (ペリー) 13cm 湾曲	1,100	880
16171121	17-112A	ピンセット (ペリー450) 13cm アングル	1,200	960
16171150	17-115	ピンセット (ルーツェ) 14cm	1,800	1,440
16171160	17-116	ピンセット (Troeltsch) 12cm	1,500	1,200
16171170	17-117	ピンセット (グレフェー) 7cm 直	1,500	1,200
16171180	17-118	ピンセット (グレフェー) 7cm 湾曲	1,500	1,200
16226520	2265/2	ピンセット (Merism) 16cm	1,200	960



17-101
アイリスピンセット(グレフェー) 10cm 直



17-111
ピンセット (ペリー) 13cm 直

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16313374	PRI13-3374	デリケートピンセット(セムケン) 12.5cm 直	1,200	960
16313375	PRI13-3375	デリケートピンセット(セムケン) 15cm 直	1,200	960
16313376	PRI13-3376	デリケートピンセット(セムケン) 12.5cm 曲	1,200	960
16313377	PRI13-3377	デリケートピンセット(セムケン) 15cm 曲	1,200	960
16311509	PRI28-1509	ピンセット(OELHLER) 14cm/TC*	5,500	4,400
16311515	PRI28-1515	ピンセット(ボツツミス) 15cm/TC*	7,000	5,600
16313359	PRI13-3359	ピンセット(OELHLER) 14cm	1,500	1,200
16313365	PRI13-3365	ピンセット(ボツツミス) 15cm	1,700	1,360

* TC:タングステンカーバイド

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16181660	18-166	ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 直	2,500	2,000
16181670	18-167	ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 湾曲	2,500	2,000
16181680	18-168	ケリー止血鉗子 14cm 直	2,500	2,000
16181690	18-169	ケリー止血鉗子 14cm 湾曲	2,500	2,000
16181730	18-173	バックハウスタオル鉗子 9cm	1,000	800
16181740	18-174	バックハウスタオル鉗子 11cm	1,300	1,040
16181750	18-175	バックハウスタオル鉗子 13cm	1,400	1,120

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16182010	18-201	メーヨーヘガール持針器 14cm	1,600	1,280
16182020	18-202	メーヨーヘガール持針器 16cm	2,000	1,600
16335009	PRI22-5009	ハルセイ持針器 13cm/TC*	5,000	4,000
16335154	PRI24-5154	カストロビエホ持針器 9cm ロック付	4,000	3,200
16335061	PRI24-5061	カストロビエホ持針器 14cm ロック付/TC* 直	7,000	5,600
16335062	PRI24-5062	カストロビエホ持針器 14cm ロック付/TC* 曲	7,000	5,600
16335111	PRI24-5111	マッチュー持針器 14cm	2,000	1,600
16331584	PRI28-1584	マッチュー持針器 14cm/TC*	6,000	4,800
16196540	19-654	アルム開創器 7cm	6,000	4,800
16196580	19-658	アルム開創器 10cm	6,000	4,800
16214240	21-424	ウエイトライナー開創器 13cm 鈍	12,000	9,600
16214260	21-426	ウエイトライナー開創器 16.5cm 鈍	14,000	11,200
16342589	PRI13-2589	開創器 8cm 鈍	2,500	2,000
16342590	PRI13-2590	BUCKLEY開創器 6cm	6,000	4,800
16342778	PRI13-2778	開創器 16cm 鈍	2,000	1,600
16342841	PRI13-2841	セムミラー開創器 16cm	2,000	1,600

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16137000	13-700	フリーデマン骨鉗子/細型 15cm	7,500	6,000
16137020	13-702	フリーデマンミニ骨鉗子/細型 12cm	6,500	5,200
16137030	13-703	フリーデマン骨鉗子 14cm	7,000	5,600
16350842	PRI03-842	リウエル骨鉗子 15cm	7,000	5,600
16137430	13-743	リントン骨剪刀 直 14cm	5,500	4,400
16137470	13-747	リントン骨剪刀 曲 14cm	5,500	4,400

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16181440	18-144	ジェッフエンバッハクレンメ 3.5cm 直	3,000	2,400
16181460	18-146	ジェッフエンバッハクレンメ 3.5cm 湾曲	3,000	2,400

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16191950	19-195	目付消息子 13cm	500	400
16192110	19-211	ニードル 13cm	900	720
16192560	19-256	ジリースフック 18cm	1,400	1,120
16351625	PRI06-1625	キルナーフック 15cm	1,700	1,360
16353232	PRI13-3232	Kroneckerフック 13cm	2,000	1,600
16354328	PRI17-4328	カストロビエホ鉤 先端部0.5mm	2,000	1,600

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16280058	80-058	ネイルカッター 11.5cm	3,000	2,400
16280060	80-060	キューティクルニッパー 10cm 先端6mm	2,500	2,000
16351641	PRI28-1641	ワイヤーカッター 18cm-1.7mm / TC*	13,000	10,400
16354951	PRI22-4951	ブント鉗子ホルダー 12cm	800	640



PRI13-3376
デリケートピンセット(セムケン) 12.5cm 曲



18-166
ハルスタット・モスキート止血鉗子 12.5cm 直



PRI22-5009
ハルセイ持針器 13cm/TC



21-424
ウエイトライナー開創器 13cm 鈍



13-703
フリーデマン骨鉗子 14cm



18-144
ジェッフエンバッハクレンメ 3.5cm 直



80-060
キューティクルニッパー 10cm 先端6mm

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16430010	1403001	ヴァンナス剪刀 82mm 直	20,000	16,000
16430020	1403002	ヴァンナス剪刀 82mm 湾曲	20,000	16,000
16430070	1403007	ヴァンナス剪刀 82mm アングル	23,000	18,400
16430320	1403032	アイリススプリング剪刀 90mm 先鋭 直	17,000	13,600
16430330	1403033	アイリススプリング剪刀 90mm 先鋭 湾曲	17,000	13,600
16430620	1403062	アイリス剪刀 110mm 直	18,000	14,400
16430640	1403064	アイリス剪刀 110mm 湾曲	18,000	14,400
16430750	1403075	カストロビエホ剪刀 105mm 先鈍 湾曲	22,000	17,600
16430760	1403076	カストロビエホ剪刀 105mm 先鈍 直	22,000	17,600



1403062
アイリス剪刀 110mm 直



1401022W
縫合ピンセット 115mm 直



1401153W
コリブリピンセット 85mm 有鉤1×2 先端0.12mm



1401424
ピンセット #7 110mm 先端0.07×0.03mm



1404111
Lewicky lens Manipulating フック アングル



1402016W
持針器 115mm 先端11mm 湾曲 ロック付

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16410120	1401012W	縫合ピンセット 85mm 直	17,000	13,600
16410150	1401015W	マクファーソン縫合ピンセット 85mm アングル	19,000	15,200
16410220	1401022W	縫合ピンセット 115mm 直	19,000	15,200
16410240	1401024W	マクファーソン縫合ピンセット 115mm アングル	19,000	15,200
16411120	1401112W	ピンセット 85mm 直 有鉤1×2 先端0.1mm	17,000	13,600
16411130	1401113W	コリブリピンセット 85mm 有鉤1×2 先端0.12mm	18,000	14,400
16411170	1401117W	コリブリ結膜ピンセット 85mm 有鉤1×2 先端0.12mm	21,000	16,800
16411220	1401122W	ピンセット 115mm 直 有鉤1×2 先端0.1mm	20,000	16,000
16411530	1401153W	コリブリピンセット 85mm 有鉤1×2 先端0.12mm	20,000	16,000
16412610	1401261W	ケルマン-マクファーソンピンセット 85mm 先端 45°	18,000	14,400
16412710	1401271W	ケルマン-マクファーソンピンセット 115mm 先端 45°	19,000	15,200
16414210	1401421	ピンセット #5 110mm 先端0.1×0.06mm	6,000	4,800
16414230	1401423	ピンセット #5 110mm 先端0.05×0.01mm 45°	6,000	4,800
16414240	1401424	ピンセット #7 110mm 先端0.07×0.03mm	7,500	6,000

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16441080	1404108	Jaffe-Knolleアイリスフック アングル	14,000	11,200
16441110	1404111	Lewicky lens Manipulatingフック アングル	14,000	11,200
16450010	1405001	開創器 52mm	3,000	2,400

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16420160	1402016W	持針器 115mm 先端11mm 湾曲 ロック付	22,000	17,600
16421060	1402106W	バラッカー持針器 115mm 先端9mm 湾曲 ロック付	22,000	17,600
16422320	1402232W	トラウトマン持針器 115mm 先端10mm 湾曲 ロック付	23,000	18,400

新商品！ 左手用外科剪刀



15-114L
左手用外科剪刀 14.5cm 直 片鋭



15-174L
左手用外科剪刀 14.5cm 直 両鋭



15-214L
左手用外科剪刀 14.5cm 曲 片鋭



15-274L
左手用外科剪刀 14.5cm 曲 両鋭

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
16151141	15-114L	左手用外科剪刀 14.5cm 直 片鋭	2,500	2,000
16151741	15-174L	左手用外科剪刀 14.5cm 直 両鋭	2,500	2,000
16152141	15-214L	左手用外科剪刀 14.5cm 曲 片鋭	2,500	2,000
16152741	15-274L	左手用外科剪刀 14.5cm 曲 両鋭	2,500	2,000

実験用手術器具関連商品

20%
OFF

送料
無料

宅配便
発送

キャンペーン価格のため、設置・取説費用は含んでおりません

実験動物用麻酔器 BRTK-100A

マウス、ラットなどの小動物から中型犬まで、より安全確実に麻酔する為に設計された吸入麻酔器です。ニードル付き超精密流量計を採用し、0.3~3ℓ/minまで麻酔ガス濃度の安定性と正確な流量を追及しました。麻酔剤の注入量は120mℓ、長時間連続麻酔できます。

- ✓ 気化器の最低流量精度、濃度精度向上！
- ✓ 濃度調整が無段階調整可能！
- ✓ イージーフィル方式を採用
- ✓ 小動物の麻酔に適した0~5%の麻酔混合気を長時間安定供給可能
- ✓ 操作が容易で日常の実験処理から長時間の手術まで広範囲に応用可能
- ✓ コンパクトサイズで持ち運びが容易
- ✓ 超精密流量計を採用し正確で安定した麻酔ガスを供給
- ✓ 0.3ℓ/minの低流量から使用でき余剰ガスを最小限に抑制
- ✓ 導入、覚醒がきわめて迅速で覚醒状態も良好
- ✓ 引火性がなく、エーテル麻酔に比べて安全
- ✓ 麻酔深度の調整が容易



マニホールド(MAN-3)・麻酔ボックスとの組み合わせ例
※実験動物用麻酔器コンプリートセットではありません。



RAM-01
アクリル製マウス麻酔マスク

RAM-02
アクリル製ラット麻酔マスク



ACFC-S
余剰ガス吸着
フィルター 6本



BRTK-100A



RIC-02 麻酔ボックス大
(20W x 40D x 25Hcm)

RIC-03 麻酔ボックス中
(15W x 25D x 15Hcm)

RIC-01 麻酔ボックス小
(10W x 25D x 10Hcm)

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
62201200	BRTK-100A	実験動物用麻酔器	498,000	398,400
62201210	BRTK-100A-4R02	実験動物用麻酔器コンプリートセット(ACFC-S付)/大型ラット4匹 内訳: BRTK-100A × 1, RIC-02 × 1, MAN-4 × 1, ACFC-S × 1, RAM-02 × 4	648,000	518,400
62201215	BRTK-100A-4R03	実験動物用麻酔器コンプリートセット(ACFC-S付)/ラット4匹 内訳: BRTK-100A × 1, RIC-03 × 1, MAN-4 × 1, ACFC-S × 1, RAM-02 × 4	643,000	514,400
62201220	BRTK-100A-4M	実験動物用麻酔器コンプリートセット(ACFC-S付)/マウス4匹 内訳: BRTK-100A × 1, RIC-01 × 1, MAN-4 × 1, ACFC-S × 1, RAM-01 × 4	638,000	510,400

BRTK-100A 仕様

流量	0.3~3ℓ/min
濃度	0~5%(無段階調整可能)
充填容量	最大120mℓ
外寸	W200mm x D280mm x H280mm 2方向バルブ付き時
重量	6kg
電源	AC100V、10W
付属品	二方向切替バルブ・マウスピース付 専用イージーフィル付属

余剰ガス吸着フィルター



世界中の研究施設で広く使用されている活性炭を使用した麻酔ガス吸着フィルターです。イソフルラン、セボフルラン、エンフルラン麻酔ガスを50g吸着します。フィルターの重量が300gを超えたら、交換をしてください。使用する前に、フィルターの重量を測定してください。



余剰ガス吸着フィルター
6本1セットで販売

チューブコネクター
1個付属

使用方法

フィルターの重量が300gを超えたら、交換をしてください。

使用する前に、フィルターの重量を測定してください。

使用の限度の目安

12時間(イソフルラン、2%濃度、0.5L/m)

サイズ

径76mm、高さ143mm (突起部を除く)



余剰ガス回収の接続例

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
22301000	ACFC-S	余剰ガス吸着フィルター 6本	13,000	10,400

Bovie焼灼メスセット

Bovie 焼灼メスセットは簡易式電気メスです。チップは交換式でアルカリ単三電池2個（最高加熱温度1200℃）を使います。シャフトの長さは16cm、本体重量は70gです。

チップはファインとループの2種類があります。チップの先端の素材はKanthalです。



セット内容：メス本体、チップ 2種類× 2個、アルカリ単三電池2本



加熱温度は最高
1200℃



ループ(左)とファイン
(右)

商品コード	型式	品名	定価(円)	特別価格(円)
21601010	DEL1	Bovie焼灼メスセット	12,000	9,600
21602010	H101	Bovieファイン(Fine)チップ、10本/箱	11,000	8,800
21602030	H103	Bovieループ(Loop)チップ、10本/箱	11,000	8,800

ファインパーティクルスプレーヤー（マウス用）

■ 気管や肺内への薬剤の均一噴霧に！


液体を超微粒子(数10 μ mオーダー)にして噴霧できるマイクロ噴霧器です。
マウスの薬理検査等で気管や肺内に薬剤を霧状に均一投与します。

- ✓ 微小な規定量を噴霧することができます。
- ✓ 片手操作での噴霧が可能で操作性に優れています。
- ✓ 薬効薬理試験／薬物動態試験／肺疾患薬剤開発向け器具
- ✓ 小動物肺内などへの薬物デリバリー
- ✓ 滅菌可能でリユーズブル



■ 噴霧角度分布(流出口)

流体解析(CFD)にて流出口における噴霧角度を評価した結果、噴霧角度分布は下記に示すように従来品と比較して標準偏差が小さく均一に噴霧できることがわかりました。
※分布図は流出口を正面から見た図です。分布はエリアの色が同系色で偏りなく構成されるほど均一噴霧できていることを示しています。




※角度ゲージは噴霧角度を示しており、噴霧角度はニードル軸方向となす角になります。


■ 商品構成

ニードル、プランジャー、シリンジの3つの部品で構成された製品です。個々のニードル、プランジャー、シリンジ単体での販売も行っております。ご購入の際、一定量噴霧するスパーサー「体積スパーサー」を同梱します。


体積：25 μ L 5個, 50 μ L 5個



ニードル



プランジャー



シリンジ



体積スパーサー

【ご注意】医療認可を取得していない為、医療用途には使用して頂けません。

商品コード	型式	品名	定価(円)
65001000	FPS-050-A1	ファインパーティクルスプレーヤー（マウス用）	435,000
65010000	FPS-NA01	ファインパーティクルスプレーヤー用ニードル	250,000
65010100	FPS-PA01	ファインパーティクルスプレーヤー用プランジャー	66,000
65010200	FPS-S250	ファインパーティクルスプレーヤー用シリンジ	235,000
65011000	FPS-SP25	体積スパーサー 25 μ L 5個	16,000
65011010	FPS-SP50	体積スパーサー 50 μ L 5個	20,000



体積スパーサー装着時



バイオリサーチセンター株式会社

www.brck.co.jp sales@brck.co.jp

本社 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-28-24 東和高岳ビル4F
 東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F
 福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F
 仙台営業所 〒983-0023 宮城県仙台市宮城野区福田町3-6-18 あさのコーポ104

TEL 052-932-6421 FAX 052-932-6755
 TEL 03-3861-7021 FAX 03-3861-7022
 TEL 06-6305-2130 FAX 06-6305-2132
 TEL 092-626-7211 FAX 092-626-7315
 TEL 022-786-1411 FAX 022-786-1412