

余剰ガス吸着フィルターキャンペーン

キャンペーン
期間中に限り

20%
OFF

送料無料



世界中の研究施設で広く使用されている活性炭を使用した麻酔ガス吸着フィルターです。
イソフルラン、セボフルラン、エンフルラン麻酔ガスを50g吸着します。



余剰ガス回収接続例



余剰ガス吸着フィルター
6本1セットで販売

+



チューブコネクター
1個付属

余剰ガス吸着フィルター6本

**特別
価格**

13,000円(税別) ↓
10,400円(税別)

期間限定 2019年8月1日~10月31日まで

使用方法

フィルターの重量が300gを超えたら、交換をしてください。
使用する前に、フィルターの重量を測定してください。

使用の限度の目安

12時間(イソフルラン、2%濃度、0.5L/m)

サイズ

径76mm、高さ143mm(突起部を除く)

型式	品名	定価	キャンペーン価格
ACFC-S	余剰ガス吸着フィルター 6本	13,000円	10,400円



バイオリサーチセンター株式会社

www.brck.co.jp sales@brck.co.jp

本 社：〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目 28-24(東和高岳ビル4F) TEL(052)932-6421 FAX(052)932-6755
東 京：〒101-0032 東京都千代田区岩本町一丁目 7-1(瀬木ビル2F) TEL(03)3861-7021 FAX(03)3861-7022
大 阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島六丁目 8-8(花原第8ビル) TEL(06)6305-2130 FAX(06)6305-2132
福 岡：〒813-6591 福岡市東区多の津一丁目 14-1(FRCビル6F) TEL(092)626-7211 FAX(092)626-7315
仙 台：〒983-0023 仙台市宮城野区福田町 3-6-18(あさのコーポ104) TEL(022)786-1411 FAX(022)786-1412